



**reastage**

**REHA-PRODUKTE
& ALLTAGSHILFEN**
Fachhandelskatalog 2026

www.reastage.de

Herzlich willkommen in unserem Katalog!

Für mehr Sicherheit und Selbständigkeit im Alltag

In unserem neuen Katalog finden Sie wie gewohnt unsere bewährten „echten Problemlöser“ – jetzt noch klarer gegliedert und an einigen Stellen deutlich erweitert. Da wir unser Sortiment in mehreren Bereichen ausgebaut haben, haben wir auch die Aufteilung angepasst: Bettgriffe, Bettseitengitter und Aufrichthilfen für das Bad sind nun eigene Kategorien.

Besonders freuen wir uns, Ihnen neue Bettgriffe, eine interessante Auswahl an neuen Bettseitengittern sowie neue Haltestangen vorstellen zu können. Darunter finden Sie auch besonders praktische und platzsparende Lösungen, die zwischen Badewannenrand und Decke verspannt werden und so wertvolle Bodenfläche frei halten.

Verkaufshilfen zur Unterstützung im Ladengeschäft finden Sie jetzt ab Seite 70.

Der grundsätzliche Aufbau der Produktseiten ist ansonsten gleich geblieben, sodass Sie den Katalog weiterhin auch sehr gut als praktische Arbeitshilfe in Ihren Beratungsgesprächen nutzen können.

Unser Katalog richtet sich weiterhin ganz bewusst an Sie, den Fachhandel. Denn wir möchten Ihnen nicht nur gute Produkte anbieten, sondern Lösungen, mit denen Sie Ihre Kunden kompetent und praxisnah beraten können. Qualität steht dabei für uns seit jeher an erster Stelle. Wir sind stolz darauf, annähernd NULL Reklamationen aus Qualitätsgründen zu haben. Unsere Produkte funktionieren – und dabei achten wir selbstverständlich auch auf faire und wettbewerbsfähige Preise.

rehastage ist inzwischen bereits 21 Jahre alt. Und falls Sie uns dennoch noch nicht näher kennen, überzeugen wir Sie gerne davon, dass wir ein freundlicher und fairer Geschäftspartner mit einem eher ungewöhnlichen, aber dafür umso sinnvolleren Sortiment an Hilfsmitteln sind.

Neu ist übrigens nicht nur manches Produkt, sondern auch unser digitaler Auftritt: Unsere komplett überarbeitete Homepage bietet viele Bilder und Videos und zeigt unsere Hilfsmittel noch anschaulicher in der Anwendung.

Unsere Produkte sind bereits in mehr als 2.000 Sanitätshäusern in ganz Deutschland erhältlich.

Darüber hinaus beliefern wir viele Kunden in weiteren europäischen Ländern.

Wir schätzen das Vertrauen unserer Bestandskunden und freuen uns sehr über jeden neuen Kunden.


Ihnen wünsche ich viel Freude und viele Anregungen mit unserem neuen Katalog. Falls Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie da.



Thorsten Möller

Geschäftsführer

@rehastage01



rehastage GmbH


Artlandstraße 73 · 49610 Quakenbrück

Telefon +49 (0)5431 – 40 99 77 0

Telefax +49 (0)5431 – 40 99 77 7

info@rehastage.de  www.rehastage.de

rehastage



Wir starten hier gleich einmal mit unseren Topsellern!

Seite
32-33




HUGO
Der hält, was er verspricht

Seite
52



Frottee
Solide und strapazierfähige Strumpfanziehhilfe

Seite
45




PIMPF Aufrichtgriff
Der Kleine mit großer Wirkung

Seite
50-51




FALKE
Leicht, soft, solide

Seite
24




WONDER CLICK 2 Bed Rail
ausziehbares Seitengitter,
sehr stabiler Seitenhalt

Seite
8



FRIDA Aufstehhilfe
Der bewährte Bettgriff

Seite
36



POLE Boden-Deckenstange
Montage ohne Werkzeug und Bohren!

Seite
42



Katapultsitz
Mechanische Aufstehhilfe für Sessel, Sofa und Stuhl
Selbstständig Hinsetzen und Aufstehen

INHALTSVERZEICHNIS

Impressum	2
Topseller	3

Aufrichthilfen fürs Bett 6-19

Bettgriffe	
FRIDA & FRIDOLIN	8-9
TWIN	10
Gleiter für Bettgriffe	11
Wonder Click 1	12
BedCane	13
ADV-TRAVELER	14
SALLY	15
ARMIE & LEGGI	16-17
PT-BEDCANE	18
TRUDI	19

Bettseitengitter 20-29

Wonder Pivot Bedrail	22
Wonder EZ Adjust Bedrail	23
Wonder Click 2	24
Paddy	25
Harry	26
Technische Daten Bettseitengitter	27
Blick durchs Schlüsselloch	28-29

Aufrichthilfen für das Bad 30-39

HUGO	32-33
BadPole	34
Mister-X2	35
Pole	36
LaOla	37
Mister-X	38-39

Weitere Aufrichthilfen 40-47

Für Sessel / Sofa / Stuhl / Auto	
Katapultsitz (mechanisch)	42
Katapultsitz (elektrisch)	43
CouchTray	44
PIMPF	45
Metro	46
Pole / Mister-X	47

Hier zeigen wir Ihnen den Grundriss einer klassischen Wohnung mit den verschiedenen Bereichen.

Dieses Bild soll Ihnen helfen, sich gezielt darüber Gedanken zu machen, in welchen Bereichen Sie Hilfe gebrauchen könnten.

Einige unserer Hilfsmittel sind speziell einzusetzen, andere eignen sich für den Einsatz in allen Bereichen.



INHALTSVERZEICHNIS

Eventuell sprechen Sie im Sanitätshaus mit dem Berater und gehen die einzelnen Bereiche mit ihm durch.

Ziel ist es, möglichst keinen Bereich zu vergessen, damit Sie nicht erst zuhause bemerken, dass Sie z.B. an den Bettgriff für das Schlafzimmer gedacht haben, aber das Sofa im Wohnzimmer oder die Badewanne im Badezimmer vergessen haben.



Weitere Hilfsmittel 48-57

FALKE	50-51
Frottee	52
BUFFALO	53
Wonder Rollator HD	54-55
FOLDY-Walker	56
Toolflex	57

EXCELLENT Türschwellenrampen 58-61

Türschwellenrampe Kit 1-5	60-61
-------------------------------------	-------

STEPLESS Mobile Rampen 62-69

Breite, feste Rampe	64
Kofferrampe Easy Fold Pro	64
Kofferrampe Easy Fold Pro3	64
Breite, faltbare Rampe	65
Türschwellen-Rampe	65
Lite-Rampe	65

Unsere Rampen im Einsatz	66
Tabelle zur optimalen Neigung	67
Tabelle zur Wahl der richtigen Rampe	68
FAQ Rampen	69

Verkaufshilfen 70-73

POLE Center	72
Display MISTER-X	72
Thekenaufsteller METRO	73
Thekenaufsteller PIMPF	73
Thekenaufsteller Prospekte	73

Ersatzteile & Zubehör 74-75

Ersatzteile & Zubehör	75
---------------------------------	----

Bestellformular	76
Allgemeine Geschäftsbedingungen	77

BETTGRIFFE

BETT-SEITENGITTER

AUFRICHTHILFEN FÜR DAS BAD


WEITERE AUFRICHTHILFEN

WEITERE HILFSMITTEL

EXCELLENT RAMPEN

STEPLESS RAMPEN

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR



*Gerade morgens nach dem Aufwachen möchten wir uns sicher fühlen
- und sind dankbar für unkomplizierte Hilfe beim Aufstehen.*

AUFRICHTHILFEN FÜRS BETT

Gerade aufgewacht, Kreislauf noch nicht angekurbelt, schlaftrunken ins Bett gekuschelt, doch das Bad ruft: Das morgendliche Aufstehen kann im Alter eine Herausforderung sein, die über ein „Ich habe keine Lust“ hinausgeht. Unsere Aufrichthilfen fürs Bett geben Sicherheit.



Sicher in den Tag starten – mit einem Griff aufstehen

Für die meisten Menschen ist das morgendliche Aufstehen selbstverständlich, wenn es auch manchmal schwer fallen mag, weil es am Abend vorher vielleicht doch etwas spät wurde. Das gilt ebenso für Senioren – allerdings bringt das Alter noch andere Herausforderungen mit sich.

Hat man sich am Bettrand aufgesetzt, kann es schwer fallen, sich auch zu erheben. Die Gelenke und Muskeln machen nicht mehr ganz mit, das Bett liegt vielleicht so tief, dass man nicht mehr einfach hochkommt.




Das ist ganz normal und es gibt einfache Abhilfe.

Unsere Aufrichthilfen fürs Bett helfen all den Menschen, denen es schwer fällt, egal ob vorübergehend oder dauerhaft, ganz ohne Hilfe sicher aufzustehen und damit Stürze zu vermeiden. Sie sind einfach zu installieren und es gibt Modelle für die allermeisten Bett-Typen und jedes Bedürfnis. Gleichzeitig bieten sie ein Plus an Komfort, zum Beispiel durch Taschen und Tablets, die Zeitschriften, Brillen und alles, was man sonst am Bett gebrauchen kann, bereithalten.

Das macht nicht nur den Morgen besser!

Aufstehen aus dem Bett ab Seite 8 - 19

Gleiter für höhenverstellbare Lattenroste Seite 11



Der bewährte Bettgriff

Aufstehhilfe

- Aufbau in weniger als 5 Min. – ohne Werkzeug
- auch für Betten mit Rückenverstellung geeignet
- selbstständiges und sicheres Aufstehen
- angenehmer Moosgummigriff
- höhenverstellbarer Griff
- incl. Aufbewahrungstasche für Handy/Brille/etc.


Art-Nr. BETTG 010
Hi-Mi-Nr. 50.45.02.3018
Hi-Mi-Nr. 19.40.02.3018



Ziehen Sie sich einfach aus dem Liegen in den Sitz ...



... dann greifen Sie mit den Händen um ...



verstärktes Rohr



... und ziehen sich in den Stand!



Erweiterbar
mit Fridolin
Seite 9

? FRAGEN ANTWORTEN

Passt FRIDA auch bei Betten mit Rücken-Höhenverstellung?

Grundsätzlich ja. Allerdings gibt es sehr viele verschiedene Lattenroste. Daher empfehlen wir, immer die Gleiter (Seite 11) einzusetzen. Achten Sie in dem Fall darauf, die Sicherheitsbefestigung mit dem Gurt nur an dem beweglichen Teil der Liegefläche vorzunehmen.

Muss ich immer mit dem Gurt fixieren?

Wir empfehlen, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, jeden Bettgriff mit einem Gurt zu fixieren.

Spürt man die Rohre unter der Matratze?

Nein, ab einer Matratzendicke von ca. 15 cm (damit eher eine dünne Matratze) spüren Sie nichts.

DATEN

Breite	51 cm
Tiefe	88 cm
Höhe	Griff 42 cm - 53 cm
Gewicht	2,6 kg
Nutzergewicht bis	100 kg
Gurtlänge	140 cm
Material	verchromtes Stahlrohr, Moosgummi
Farbe	Schwarz / Silber

Für mehr Kraft und Kontrolle beim Aufstehen

Zusatzgriff für Bettgriff FRIDA

- geeignet für Matratzenbreiten 90 cm / 100 cm (verstellbar)
- ohne Werkzeug in wenigen Minuten aufgebaut
- verbunden mit FRIDA haben Sie auf beiden Seiten einen Griff, der Ihnen den Ein- und Ausstieg sowie das Umpositionieren im Bett wesentlich erleichtert
- angenehmer, höhenverstellbarer Moosgummigriff

Art-Nr. FRIDOLIN 010



Nur in Kombination mit **FRIDA** Seite 8

BETTGRIFFE


GESCHÜTZT
 durch nationale &
 internationale
 Designschutzrechte

DATEN

Breite	51 cm
Tiefe	28 cm
Höhe	Griff 27 cm - 37 cm
Gewicht	1 kg
Nutzergewicht bis	100 kg
Gurtlänge	60 cm
Material	verchromtes Stahlrohr, Moosgummigriff
Farbe	Schwarz / Silber

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

? FRAGEN ANTWORTEN

Wann brauche ich den zusätzlichen Griff FRIDOLIN?

Wenn Sie nicht die Kraft im Oberkörper und den Armen haben, um sich mit nur einem Griff auf einer Seite aufzurichten.

Kann ich FRIDOLIN alleine nutzen?

Nein, er muss zwingend mit dem Bettgriff FRIDA verbunden werden.

Funktioniert das auch bei einem Doppelbett?

Ja, wenn das Bett aus 2 Matratzen mit jeweils 90 cm bzw. 100 cm besteht und der Griff zwischen diesen Matratzen (in der Mitte des Bettes) hervorstehen kann.

Das Dream-Team unter den Bettgriffen

Beidseitiger Bettgriff

- sicheres Aufrichten und Hinsetzen mit zwei Griffen
- niedrigen Zusatzgriff auf der anderen Seite greifen – für mehr Kraft und Kontrolle
- mit beiden Griffen den Körper in die Wohlfühlposition bringen
- erleichtert auch das Aufrichten aus dem Liegen

Art-Nr. BETTG-Plus 020

Alles in einem



Auf jeder Bettseite ein Griff



GESCHÜTZT
durch nationale & internationale
Designschutzrechte

DATEN	
Breite	51 cm
Tiefe	einstellbar 90 cm und 100 cm
Höhe	Griff groß 42 cm - 53 cm Griff klein 27 cm - 37 cm
Gewicht	2,8 kg
Nutzergewicht bis	100 kg
Gurtlänge	60 cm
Material	verchromtes Stahlrohr
Farbe	Schwarz / Silber

? FRAGEN ANTWORTEN

Kann ich die Griffe auch jeweils einzeln nutzen?
Nein, der TWIN funktioniert nur als beidseitiger Griff, da er verbunden werden muss.

Warum ist der 2. Griff niedriger?
Das macht es einfacher, beide Griffe gleichzeitig zum Hochziehen oder Umpositionieren zu greifen.

Kann ich die Bettwäsche wechseln, wenn der TWIN im Bett ist?
Ja, das funktioniert, da der Griff nicht fest mit der Matratze verbunden ist, sondern einfach nur darunter liegt.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

GLEITER FÜR BETTGRIFFE


BETTGRIFFE

Damit Ihr Bettgriff immer sitzt

Für verstellbare Lattenroste

- verhindert das Einsinken des Griffes zwischen die einzelnen Latten
- ermöglicht problemloses Höhenverstellen des Kopfteils bei voller Funktion des Griffes
- einfaches Aufstecken der Gleiter auf die Lattenroste
- anbringbar an jedes Lattenrost

Art-Nr. E-Gleiter



Bettgriff FRIDA mit Gleitern



Einfach aufstecken



Aufgesetzter Gleiter



Bettgriff auf die aufgesetzten Gleiter auflegen

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

DATEN	
Breite	3 cm
Länge	35 cm
Höhe	Kopf-/Aufsteckteil 3,8 cm
Farbe	Blau

? FRAGEN ANTWORTEN

Geht das auch ohne Lattenrost?

Nein, die Gleiter müssen auf die Latten aufgesteckt werden.

Für welche Bettgriffe eignen sich die Gleiter?

Für alle Bettgriffe, bei denen die Basis (der Boden) des Bettgriffes unter die Matratze gesteckt wird.

WONDER CLICK 1

BETTGRIFFE

Der Premium Bettgriff

Wonder Click Bed Handle

- der feine ergonomische Griff
- mit einem Klick ist der Griff entfernt
- sehr stabiler Seitenhalt
- inkl. kleiner praktische Tasche für Handy, Brille, etc.

Art-Nr. FC7960



? FRAGEN ANTWORTEN

Wie entferne ich den Bettgriff?

Ganz simpel - der Entriegelungsknopf wird mit nur dem Daumen einer Hand gedrückt, anschließend kann der Bettgriff oder das Seitengitter mit der anderen Hand einfach nach oben hinausgezogen werden.

Besteht Klemmgefahr?

Der Mechanismus ist so konstruiert, dass die Finger bei ordnungsgemäßem Gebrauch - mit einer Hand den Knopf drücken, mit der anderen den Bettgriff hochziehen - keiner Klemmgefahr ausgesetzt sind.

Kann ich das Produkt mit einer Hand heben?

Aufgrund des trotz der stabilen Bauweise geringen Gewichts von 2,2 kg (Bettgriff) und 3,2 kg (Seitengitter) lassen sich diese leicht mit einer Hand herausheben und wieder einsetzen.

DATEN

Breite Griff	51,5 cm
Höhe Griff	47 cm - 51 cm
Gewicht	4,7 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	pulverbeschichtet
Farbe	Champagnergold
Verstellung Kopf-Fuß-Teil nicht nutzbar	

Die stilvolle Aufstehhilfe

Bettgriff mit Holzbasis

- formschöner, solider Handgriff
- praktisch: Fächer in Greifnähe
- einfache Anbringung
- Sicherheitsgurt


Art-Nr. BCANE 2041



Nur für rahmenlose Betten geeignet!



Leichtes Aufsetzen und Aufstehen im Bett



Aufbewahrungsfächer in Greifnähe



Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

DATEN

Breite Griff	26,5 cm
Höhe Griff	40 cm
Fläche Basis	55,8 cm x 48,3 cm
Gewicht	5,4 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Farbe	Schwarz
Anbringbar an jedes rahmenlose Bett oder Krankenbett mit dem beigefügten Sicherheitsgurt.	

? FRAGEN ANTWORTEN

An welche Betten passt der BedCane?

Er passt nur bei rahmenlosen Betten. Sie sollten also von außen die Unterseite der Matratze sehen können, wie z.B. bei einem Boxspringbett.

Warum hat er eine Holzbasis?

Weil die Geschmäcker unterschiedlich sind 😊

Kann ich den Griff auch ohne die Tasche nutzen?

Ja, die Tasche kann einfach entfernt werden.

Ist der BedCane auch für Wasserbetten geeignet?

Nein, für Wasserbetten ist dieser Griff wegen der Metallteile nicht geeignet.

ADV-TRAVELER

BETTGRIFFE

Einfach aufklappen und fertig!

Ergonomischer Bettgriff

- ergonomischer gepolsterter Handgriff
- Überzug mit 4 Aufbewahrungsfächern
- gut für Reisen, einfache Aufbewahrung
- Sicherheitsgurt
- sehr einfach zusammenklappbar

Art-Nr. TRAIL 5000



DATEN

Breite	43,18 cm
Höhe	Griff 55,8 cm
Tiefe	53,34 cm
Gewicht	3,6 kg
Nutzergewicht bis	181 kg
Material	pulverbeschichtet
Farbe	Schwarz
Anbringbar an jedes Bett oder Krankenbett mit dem beigefügten Sicherheitsgurt.	

? FRAGEN ANTWORTEN

Wie klappe ich den Griff zusammen?

Sie ziehen auf beiden Seiten den Bolzen aus der Verbindung.

Ist der Griff auch für Betten mit Rahmen geeignet?

Ja, Sie heben die Matratze leicht über den Rahmen und legen dann die Basis des aufgeklappten Griffes einfach unter die Matratze.

Eignet sich dieser Griff auch für Kinderbetten?

Nein, grundsätzlich sind alle unsere Bettgriffe nur für die Benutzung durch Erwachsene zugelassen.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Einfach zusammenstecken und fertig!

Stilvoller Bettgriff

- einfach zu entfernen, sehr solider Griff
- sehr stabile Basis
- inkl. kleiner Tasche für Fernbedienung/Handy
- inkl. Sicherheitsgurt

Art.Nr. S-SET-8930



BETTGRIFFE



Verbindungs-Gummizug



DATEN

Griff Breite	27 cm
Griff Höhe	50 cm
Basis Breite	51 cm
Basis Tiefe	75 cm
Gewicht	4,0 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Farbe	Schwarz
Geeignet für Matratzen ab 15 cm Höhe	

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

? FRAGEN ANTWORTEN

Wie kann ich den Griff entfernen?

Über den vorderen Gummizug lässt sich die Verbindung einfach lösen. Anschließend können Sie den Griff einfach nach oben rausziehen.

Ist der Griff entfernt, stört dann die Griffaufnahme, die am Bett verbleibt?

Nein, die Aunahme ist nur wenige cm hoch.

Spüre ich das Basisrohr unter der Matratze?

Ab einer Matratzenhöhe von 15cm ist die Basis nicht zu spüren.

Mit ausstellbarem Arm für den 1. Schritt

Wonder Mobility Bed Rail

- mit ausstellbarem Arm für extra Standsicherheit
- ergonomischer, gepolsterter Handgriff
- mit praktischer Aufbewahrungstasche für ein Buch, Handy, Brille, etc.
- geeignet für Boxspringbetten und Rahmenbetten mit Lattenrost

Art-Nr. 5850



? FRAGEN ANTWORTEN

Mir gefällt das Produkt gut, ich benötige allerdings den ausstellbaren Arm nicht - kann ich das Produkt ohne Arm montieren?

In diesem Fall ist "Leggi" das richtige Produkt für Sie, wenn Sie ein rahmenloses Bett / Boxspringbett besitzen - "Leggi" wird ohne ausstellbaren Arm ausgeliefert.

Ist der ausstellbare Arm "sicher" oder kann er wegrutschen? Keine Sorge - der Arm verfügt über einen rutschsicheren gummierten Fuß auf den Sie sich verlassen können!

Wie funktioniert die Höhenverstellung?

Dies geschieht durch Arretierungs-Pins - diese werden einfach eingedrückt und anschließend wird der Bettgriff in die gewünschte Höhe gezogen.



DATEN

Breite	48 cm
Höhe	53 cm
Gewicht	4,8 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Farbe	Braun
Verstellung Kopf-Fuß-Teil nicht nutzbar	

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Der Klassiker für Boxspringbetten

Wonder Stable Rail

- ergonomischer, gepolsterter Handgriff
- nur für rahmenlose Betten geeignet, z.B. Boxspring
- höhenverstellbare Füße
- inkl. praktischer Tasche für ein Buch, Handy, Brille, etc.

Art-Nr. W5800



Die Basis wird von außen unter die Matratze geschoben und dann vergurtert.

Prüfen Sie Ihr Bett vorher auf die Möglichkeit, auf der gegenüberliegenden Seite vergurten zu können.



? FRAGEN ANTWORTEN

Besteht das Risiko, dass die Füße meinen Fußboden verkratzen?

Keine Sorge, das Produkt besitzt gummierte Füße, die Beschädigungen verhindern.

Gibt es eine Möglichkeit, dieses Produkt an meinem Rahmenbett zu nutzen?

In diesem Fall ist "Armie" ideal geeignet - dieser bietet Ihnen noch einen zusätzlichen ausstellbaren Arm und ist auch an Betten mit einem Rahmen nutzbar.

Wie funktioniert die Höhenverstellung?

Dies geschieht durch Arretierungs-Pins - diese werden einfach eingedrückt und anschließend wird der Bettgriff in die gewünschte Höhe gezogen.



DATEN

Breite	48,2 cm
Höhe	84 cm - 106 cm
Gewicht	4,5 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Farbe	Braun
Verstellung Kopf-Fuß-Teil nicht nutzbar	


Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Stylische und funktionale Form

Gummierter Handgriff

- formschöner, gummierter Handgriff für sicheren Halt
- höhenverstellbare Griffstange
- kleine praktische Tasche
- inkl. Sicherheitsgurt
- geeignet für Betten mit und ohne Rahmen

Art-Nr. PT-BCANE 2100



Praktische Tasche im Lieferumfang enthalten



Sicheres Aufsetzen



Sicheres Aufstehen

? FRAGEN ANTWORTEN

Wie kann ich den Griff in der Höhe verstellen?

Es sind 2 Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel zu lösen, um den Griff tiefer oder höher zu stellen.

Passt der PT-BedCane auch an Betten mit Rahmen?

Ja, problemlos. Er wird einfach in den Rahmen unter die Matratze geschoben.

Kann ich hier auch die Gleiter für Bettgriffe von Seite 11 einsetzen?

Ja, wenn die Matratze auf einem Lattenrost liegt und Sie die Rückenverstellung nutzen, empfehlen wir das.

DATEN

Breite	Griff 16,5 cm
Höhe	Griff 49,5 cm – 64,14 cm
Tiefe	48,3 cm
Gewicht	2,6 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	pulverbeschichtetes Stahlrohr
Farbe	Schwarz / Braun

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Der Griff mit der Ratsche

Die aktive Aufstehhilfe

- unser einfach zu bedienendes, patentiertes Griff-Ratschensystem
- höhenverstellbarer Softgriff
- TRUDI ist in der vorliegenden Version nur für die Anbringung an Bettgestelle mit seitlichem Bettrahmen (Rahmenbett) ausgelegt

Art-Nr. TRUDI 010



TRUDI unterstützt den gesamten Prozess des Aufstehens vom Liegen über das Aufrichten bis in den sicheren Stand



Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!



DATEN	
Höhe	68 cm – 113 cm
Gewicht	10,5 kg
Nutzergewicht bis	90 kg
Material	Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff
Farbe	Silber/Schwarz
Maße Bodenplatte: 530 x 320 x 12 mm	

? FRAGEN ANTWORTEN

Wie wird TRUDI am Bett befestigt?
Der Alukorpus wird mit Gurten am Bettrahmen verzurrt.

Warum ein Griff-Ratschensystem?
*Er rastet immer ein, wenn ich ihn nach vorne drücke und mich dann hochziehen.
 Er kommt also nicht zurück und bleibt immer vor mir.*

Rastet er nur in eine Richtung ein?
Nein, über den oberen Hebel kann ich die Richtung verstellen.

*Ich möchte auch in unruhigen Nächten wissen,
dass ich nicht aus dem Bett falle.*

BETTSEITENGITTER

Es gibt Verletzung, Krankheiten oder unruhige Zeiten, in denen man Gefahr läuft, im Schlaf aus dem Bett zu fallen. Unsere Bettseitengitter verhindern das und sorgen für eine ruhige, sichere Nacht.

BETTSEITENGITTER

Unsere Bettseitengitter bieten ein Plus an Sicherheit und Komfort im Alltag.

*Sie geben Halt beim Ein- und Aussteigen und helfen dabei,
die Selbstständigkeit zu erhalten.*

*Gleichzeitig vermitteln sie ein beruhigendes Gefühl -
für Nutzer und Angehörige.*

*Die durchdachten Lösungen lassen sich flexibel
an verschiedene Betten anpassen und sind einfach zu montieren.
Hochwertige Materialien sorgen für Stabilität und Langlebigkeit.
Dank moderner Designs fügen sich die Bettseitengitter harmonisch
in jedes Wohnumfeld ein.*

Entdecken Sie unsere Auswahl für mehr Sicherheit und Lebensqualität.



WONDER PIVOT BEDRAIL

Die Höhe macht den Unterschied

Ausziehbare und abklappbare Seitengitter

- abschwenkbar bei rahmenlosen Betten
- mit praktischer Aufbewahrungstasche für ein Buch, Handy, Brille, etc.

Wonder A

- Höhe gemessen von der Unterseite der Matratze = 45,5 cm

Art-Nr. W8010

Wonder T

- Höhe gemessen von der Unterseite der Matratze = 55,5 cm

Art-Nr. W8020



BETT-SEITENGITTER



? FRAGEN ANTWORTEN

Welches Seitengitter ist das richtige für mich?

Dies kommt auf Ihre individuellen Bedürfnisse an; haben Sie eine niedrige Matratze (maximal 20 cm Höhe) und möchten ein Seitengitter, welches abklappbar ist und eine Aufbewahrungstasche besitzt, dann ist das "Wonder A" gut geeignet. Wenn Sie eine höhere Matratze haben und Wert auf die Abklapp-Funktion sowie eine praktische Aufbewahrungstasche legen, dann ist die höchste Varianten, das "Wonder T" Ihr Produkt.

Bei welchen Bettentypen funktioniert die Abklapp-Funktion?

Damit sich die Seitengitter komplett senkrecht abklappen lassen, muss das Bett rahmenlos sein - bei einem Rahmenbett wird das Seitengitter immer in einem gewissen Winkel abstehen, da es während es Abklappens vom Rahmen blockiert wird.

DATEN

Länge	66 – 98 cm
Höhe (W8010)	45,5 cm
Gewicht (W8010)	5,9 kg
Höhe (W8020)	55,5 cm
Gewicht (W8020)	6,8 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Farbe	Schwarz
Breite verstellbar, abklappbar inkl. Taschen	

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

WONDER EZ ADJUST BEDRAIL

Die smarte Budgetlösung

Ausziehbares Seitengitter

- ausziehbar von 50 cm – 75 cm
- mit Aufbewahrungstasche
- nicht abschwenkbar

Wonder L

Art-Nr. W8700



BETT-
SEITENGITTER



? FRAGEN ANTWORTEN

Was unterscheidet das Wonder L von Wonde A + T?

Dieses ist nur 2-fach ausziehbar und kann nicht abgeklappt werden.

Für wen ist es das richtige? Wenn Sie das Gitter nicht ganz abklappen können, weil Sie ein Bett mit Rahmen haben, ist diese Variante auch eine gute und sichere Lösung.

Bei welchen Bettentypen funktioniert die Abklapp-Funktion?

Damit sich die Seitengitter komplett senkrecht abklappen lassen, muss das Bett rahmenlos sein - bei einem Rahmenbett wird das Seitengitter immer in einem gewissen Winkel absteigen, da es während es Abklappens vom Rahmen blockiert wird.

DATEN

Länge	50 cm – 75 cm
Höhe	49,7 cm
Gewicht (W8700)	3,7 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Farbe	Schwarz
Verstellung Kopf-Fuß-Teil	nicht nutzbar

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

WONDER CLICK 2

Die Premiümlösung

Wonder Click Extendable Bed Rail

- ausziehbares Seitengitter
- in der Länge verstellbar von 58,4 cm – 76,2 cm
- mit einem Klick ist das Gitter entfernt
- sehr stabiler Seitenhalt
- mit kleiner praktischer Tasche für ein Handy, Brille, etc.

Art-Nr. FC7965



DATEN

Länge	58,4 cm – 76,2 cm
Höhe	50,5 – 54,5 cm
Gewicht	5,9 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Farbe	Champagnergold
Verstellung Kopf-Fuß-Teil	nicht nutzbar

? FRAGEN ANTWORTEN

Wie entferne ich das Seitengitter?

Ganz simpel - der Entriegelungsknopf wird mit nur dem Daumen einer Hand gedrückt, anschließend kann das Seitengitter mit der anderen Hand einfach nach oben hinausgezogen werden.

Besteht Klemmgefahr?

Der Mechanismus ist so konstruiert, dass die Finger bei ordnungsgemäßem Gebrauch - mit einer Hand den Knopf drücken, mit der anderen das Seitengitter hochziehen - keiner Klemmgefahr ausgesetzt sind.

Kann ich das Produkt mit einer Hand heben?

Aufgrund des trotz der stabilen Bauweise geringen Gewichts von 3,2 kg lässt sich dieses leicht mit einer Hand herausheben und wieder einsetzen.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Wenn man nichts verstellen möchte

Safety Bedrail & Padded Poucht

- bei rahmenlosen Betten (z.B. Boxspring) abschwenkbare Bettseitengitter
- geeignet für Rahmenbetten und Boxspringbetten
- mit einer Breite von 76 cm
- incl. praktischer Aufbewahrungstasche für ein Buch, Handy, Brille, etc.

Art-Nr. SB8051



BETT-
SEITENGITTER



Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

DATEN

Länge	76 cm
Höhe	58 cm
Gewicht	5,5 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Farbe	Schwarz

? FRAGEN ANTWORTEN

Bei welchen Betten kann "Paddy" eingesetzt werden?

"Paddy" ist sowohl bei Rahmenbetten, als auch bei rahmenlosen Betten wie beispielsweise Boxspringbetten nutzbar. Damit die Abklapp-Funktion einwandfrei funktionieren kann und das Produkt komplett senkrecht abgeklappt werden kann, ist es notwendig, dass das Bett rahmenlos ist und der Abklapp-Vorgang somit nicht von einem störenden Rahmen blockiert wird.

Ganz einfach anzubringen und leicht zu entfernen!

Einfach zusammenstecken und fertig!

schickes, einfach zu entfernendes Seitengitter

- einfach zu entfernendes, sehr solides Seitengitter
- sehr stabile Basis
- inkl. kleiner Tasche für Fernbedienung/Handy
- inkl. Sicherheitsgurt

Art-Nr. H-SET-8940



Bei Nichtgebrauch einfach über das Fußteil hängen



Verbindungs-Gummizug

DATEN	
Länge	68,5 cm
Höhe	50 cm
Gewicht	5,8 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Farbe	Schwarz
Geeignet für Matratzen ab 15 cm Höhe	

? FRAGEN ANTWORTEN

Wie entferne ich das Gitter?
Über den vorderen Gummizug lässt sich die Verbindung einfach lösen.

Was mache ich dann mit dem Gitter?
Es sind 2 Aufhänger mit dabei. Damit lässt sich das Gitter z.B. einfach über das Fußende hängen.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

BETT-SEITENGITTER


TECHNISCHE DATEN BETTSEITENGITTER

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Übersicht Bettseitengitter

Benennung	Art. Nr.	Seite	verwendbar an		Verstellung Kopf-Fußteil nutzen	Matratzenhöhe	Besonderheiten	Max. Belastung	Abmessung Breite	Höhe
			Rahmenbett mit Lattenrost	Boxspringbett						
Wonder A	W8000	22	Ja	Ja	Nein	20,3 - 30,5 cm 8" - 12"	Breite verstellbar, Abklappbar, mit Tasche	136 kg 300 lbs	66 - 98 cm 26" - 38,5"	45,5 cm 18"
Wonder T	W8020	22	Ja	Ja	Nein	20,3 - 40,6 cm 8" - 16"	Breite verstellbar, Abklappbar, mit Tasche	136 kg 300 lbs	66 - 98 cm 26" - 38,5"	55,5 cm 21,9"
Wonder L	W8700	23	Ja	Ja	Nein	25,4 - 35,6 cm 10" - 14"	Breite verstellbar	136 kg 300 lbs	50 - 75 cm 19,7" - 29,5"	49,7 cm 19,5"
Click 2	FC7965	24	Ja	Ja	Nein	30,5 - 39 cm 12" - 15"	Griff abnehmbar, mit Tasche und zus. Ablagebox	136 kg 300 lbs	58,4 - 76,2 cm 23" - 30"	50,5 - 54,5 cm 19,9" - 21,5"
Paddy	SB8051	25	Ja	Ja	Nein	25 - 41 cm 10" - 16"	Abklappbar, mit Tasche	136 kg 300 lbs	76 cm 30"	58 cm 23"
Harry	H-SET-8940	26	Ja	Ja	Nein	25,4 - 38 cm 10" - 15"	mit Tasche	136 kg 300 lbs	68,5 cm 27"	50 cm 19,7"



A photograph of an elderly woman with short, wavy white hair, smiling and looking towards the right. She is wearing a light-colored, textured bathrobe. The background is a blurred indoor setting, possibly a bathroom or a care facility, with a wooden door and a window with blinds visible.

*Ich möchte mich in meinem Bad sicher und selbstbestimmt bewegen.
Das ist eine hohe Qualität und mir sehr wichtig.*

AUFRICHTHILFEN FÜR DAS BAD

Mit den richtigen Hilfsmitteln lässt sich das realisieren. Unsere verschiedensten Griffe bieten für viele Situationen optimal Sicherheit.

AUFRICHTHILFEN FÜR DAS BAD

Das Bad/WC ist ein Wohlfühlort, an dem jeder gerne ungestört, selbständig und in aller Ruhe seine Zeit verbringen möchte. Gleichzeitig ist es aber auch der Ort, an dem viele Stürze passieren. Es kann rutschig sein, es kann alles etwas enger sein und es sind überall harte Ecken und Kanten.

Unsere Aufrichthilfen für das Bad/WC sorgen bei richtigem Einsatz dafür, dass Sie in heiklen Momenten stets einen Griff in Reichweite haben, genau dort, wo es darauf ankommt.

Ob an der Badewanne, Toilette oder im Duschbereich: Die Lösungen sind flexibel einsetzbar und einfach zu montieren.

Unsere Aufrichthilfen vereinen Funktionalität mit Komfort – für ein sicheres Gefühl bei jeder Bewegung.



Der hält, was er verspricht


Badewannengriff

- gibt Ihnen sicheren Halt beim Betreten und Verlassen der Badewanne
- zwei Griffe zur optimalen Unterstützung
- leicht zu montieren
- vielfache Verstellmöglichkeiten
- seitlicher Griff nach Bedarf links oder rechts anzubringen

Art-Nr. HUGO 1000

Hi-Mi-Nr. 04.40.05.0014

AUFRICHTHILFEN
FÜR DAS BAD



Durch die flexibel gelagerte und nach allen Richtungen bewegliche Innenaufgabe ist eine vollflächige, sehr kräftige Befestigung gewährleistet.



? FRAGEN ANTWORTEN

Warum zwei Griffe?

Der kleine Griff wird in die Richtung bzw. auf der Seite angebracht, wo man sitzt. Damit hat man bereits im Sitzen eine Hilfe, um hochzukommen. Der zweite, obere Griff gibt Unterstützung und Sicherheit beim Verlassen der Wanne.

Kann der HUGO rosten?

Nein, alle Metallteile bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

An welche Wannen passt der Griff?

An jede Wanne, die an der Stelle, wo HUGO angebracht werden soll, ein gerades Stück (keine Kurve) hat und dort zw. 3 cm und 14 cm dick ist.

Kann ich den Hugo auch anbringen, wenn ich einen Versatz zwischen Wannenrand und Fliesen habe?

Ja, denn zum Lieferumfang gehören 3 selbstklebende Ausgleichplatten, um solche Lücken auszugleichen und eine gerade Fläche zu schaffen.

DATEN

Höhe	Griff 8 cm - 14 cm
Klembreite	2,9 cm - 13,5 cm
Gewicht	2,5 kg
Nutzergewicht bis	120 kg
Material	Kunststoff, Edelstahl, Antirutschgummi
Farbe	Weiß / Blau

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!



AUFRICHTHILFEN
FÜR DAS BAD

Mit einem Lächeln haben Sie alles im Griff und fühlen sich sicher beim Verlassen und Betreten der Wanne.

Antirutschgriff für sicheren Halt



Passt sich perfekt jeder Schräge an



Gummipads – keine Kratzer an der Oberfläche



Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!



Näher dran geht nicht

Wonder Bathtub Pole

- Badewannen- Deckenstange
- mit schwenkbarem Griff
- wird fest zwischen dem Badewannenrand und der Decke verklemt
- für Badewannenränder mit einer Stärke von 7,6 cm – 17,7 cm
- geeignet für Deckenhöhen von 213 cm – 274 cm
- kein Bohren (bei stabiler Decke) notwendig

Art.Nr. W1120-W

AUFRICHTHILFEN
FÜR DAS BAD



Duschablage
Art.-Nr. POZ1106-W
Zubehör Duschablage



DATEN

Länge	213 cm – 274 cm
Gewicht	9,8 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	verzinkter Stahl / pulverbeschichtet
Farbe	Weiß

? FRAGEN ANTWORTEN

Kann meine Badewanne beschädigt werden?

Nein, die Badewannen-Deckenstange wird nur auf dem Badewannenrand eingespannt (geschützt durch Gummipads) - dies sorgt für sicheren Halt ohne Spuren an Ihrer Badewanne.

Muss die Badewannen-Deckenstange nach dem Duschen abgetrocknet werden?

Um das Produkt vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen, ist es sinnvoll, dieses nach dem Duschen abzutrocknen und auch das Badezimmer gründlich zu lüften, damit die Luftfeuchtigkeit wieder absinkt.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

MISTER-X2


Die Komfortlösung

Wonder Bathtub Pole Premium

- Badewannen- Deckenstange
- wird fest zwischen dem Badewannenrand und der Decke verklemt
- für Badewannenränder mit einer Stärke von 7,6 cm – 17,7 cm
- für Raumhöhen von 213 cm – 304 cm geeignet
- kein Bohren (bei stabiler Decke) notwendig
- incl. 2 horizontaler Griffe und 1 Ablage für z.B. Duschgel, Schwamm, etc.

Bronze Art-Nr. W7690-DB

Graphit Art-Nr. W7960-GR



AUFRICHTHILFEN
FÜR DAS BAD

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

DATEN

Länge	213 cm – 304 cm
Gewicht	7,9 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	 Bronze = DB Graphit = GR

? FRAGEN ANTWORTEN

Worin unterscheidet sich die Premium Version vom "Wonder bathtub Pole"?

Die Premium-Variante besteht aus Aluminium und lässt sich mit diversen Griffen individuell personalisieren.

Ich habe eine Dachschräge über meiner Badewanne, kann ich die Wonder Bathtub Pole Premium trotzdem verwenden?

Ja, durch das flexible Kopfteil lässt sich das Produkt auch an Dachschrägen montieren - dann muss allerdings oben verschraubt werden.

Kann ich die Position der Griffe ändern?

Ja, Sie können die Griffe in beliebiger Stellung befestigen

Überall einsatzbereit

Boden-Deckenstange mit Griff

- Boden-Deckenstange und Haltegriff in einem
- Höhe individuell einstellbar von 2,10 m - 3 m
- leichtes Umsetzen
- zerlegbar in zwei ca. 135 cm lange Einzelteile
- 360° schwenkbarer Griff mit 8 Rastungen
- Montage ohne Werkzeug und Bohren
- ohne Bohren zu müssen, einfach zwischen Boden und Decke verklebmen

Art-Nr. POLE 1100

Siehe auch
Pole Center
Seite 72

Duschablage
Art.-Nr. POZ1106-W
Zubehör Duschablage

360°

AUFRICHTHILFEN
FÜR DAS BAD



Einrastung in
45° Schritten



Ermöglicht einfaches
Hinsetzen und Aufstehen



Kann an beliebigem Ort
montiert werden

Video
online

STÄNDER
by
rehastage

DATEN

Höhe	Stange 2,10 m - 3 m Griff fest von 84 cm - 132 cm
Gewicht	9 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung
Farbe	Weiß

? FRAGEN ANTWORTEN

Wie wird die Stange ohne Schrauben befestigt?

Die Stange lässt sich über ein Gewinde (abgedeckt) so lange hochdrehen, bis sie fest verklebmt ist. Gummiauflagen unter dem Fuß und auf dem oberen Haltebügel verhindern bei genügend Druck das Wegrutschen.

Kann ich POLE an abgehängenen - nicht massiven - Decken ohne Verschraubung einfach verklebmen?

Nein, wir empfehlen dann eine Verschraubung. Die Löcher dafür sind vorhanden.

Ist der Griff höhenverstellbar?

Nein, der Griff ist nur um das Rohr schwenkbar. Die Höhe der Griffbögen lässt sich nicht verändern.

Welche Maße hat der obere Deckenrahmen?

Dieser Bügel ist 55 cm x 22 cm groß.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Die Alternative zur POLE


Wandhaltestange

- der gebogene Griff ermöglicht stufenweises Hochziehen
- sicheres Stehen, Hinsetzen und Aufstehen
- individuell auf die Nutzerposition einstellbar
- zusätzlicher Halt durch die horizontale Stützstange
- komplett bis gegen die Wand schwenkbar

Art-Nr. CURVE 9000



Sicherheit auf rutschigem Boden



Einfach gegen die Wand geschwenkt



Viele Greifmöglichkeiten zur Unterstützung

Video
online

? FRAGEN ANTWORTEN

Ist eine Montage an Rigipswänden möglich?

Das kommt auf die Unterkonstruktion an. An einer reinen Rigipswand sollte LaOla nicht angebracht werden. Optimal ist eine massive Wand.

Ist der Griff höhenverstellbar?

Nein, die nötige Höhe müssen Sie vorher ausmessen und LaOla dann in entsprechender Höhe montieren.

In welche Richtung lässt sich der Griff wegschwenken?

Der Griff lässt sich in beide Richtungen wegschwenken.

Kann der vertikale Griffbogen links und rechts der zusätzlichen horizontalen Stützstange montiert werden?

Nein, der gebogene Griff muss rechts von der zusätzlichen Stützstange montiert werden.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

DATEN

Länge	102 cm
	Stützstange horizontal 36 cm
	Griffstange gebogen 48 cm
Griffabstand zur Wand bei 90°	32 cm
Gewicht	4,8 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung
Farbe	Weiß

STÄNDER
by
rehastage

Ein Typ für alle Fälle

Boden-Deckenstange

- ohne Schrauben und Bohren sicher zwischen Boden und Decke verklemt
- leichter Aufbau in wenigen Minuten
- auch an Schrägen einsetzbar (dann verschraubt)

Art-Nr. MRX-7621-xx

AUFRICHTHILFEN FÜR DAS BAD

Siehe auch Display Seite 72



Duschablage
Art.-Nr. POZ1106-B
Zubehör Duschablage



DATEN

Höhe	214 cm - 304 cm mit Verlängerung (extra) 365 cm
Gewicht	5,8 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Material	Aluminium und verzinkter Stahl (Gewinde)
Farbe	 Bronze = DB  Graphit = GR



Erweiterbar bis 365 cm



Beispielanwendung mit 2x Horizontaler Griff

? FRAGEN ANTWORTEN

Wie wird die Stange ohne Schrauben befestigt?
 Die Stange wird über Clips auf die ungefähre Länge eingestellt. Die letzten cm werden über ein Gewinde (abgedeckt) so lange hochgedreht, bis die Stange fest verklemt ist. Gummiauflagen unter dem Fuß und auf dem oberen Haltebügel verhindern bei genügend Druck das Wegrutschen.

Kann ich MISTER-X an abgehängten - nicht massiven - Decken ohne Verschraubung einfach verkleben?
 Nein, wir empfehlen dann eine Verschraubung. Die Löcher dafür sind vorhanden.

Warum ist kein Griff im Lieferumfang enthalten?
 Manchen genügt die pure Stange als Greifmöglichkeit, um Sicherheit zu haben.

Kann ich mehrere Griffe und andere Zubehörteile gleichzeitig anbringen?
 Ja, mancher montiert 2 Doppelgriffe und z.B. den Bettaufrichter.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

ZUBEHÖR MISTER-X



Horizontale Verbindungsstange

Art.-Nr.: MRX-7624-xx

Länge 128 cm / inkl. 2 Rohrschellen und 1 Wandbefestigung



Duschablage

Art.-Nr. POZ1 106-B

Um Seife, Shampoo, Schwamm abzulegen

AUFRICHTHILFEN
FÜR DAS BAD



Horizontaler Griff

Art.-Nr.: MRX-7622-xx


34,5 cm



Doppel-Rundgriff

Art.-Nr.: MRX-7628-xx

Griffhöhe gesamt 49 cm



Bettaufrichter

Art.-Nr.: MRX-7626-xx

Griff mit höhenverstellbarem Gurt,
Länge Ausleger 63 cm



Mit wenigen Umdrehungen
100% Befestigung



Auch bei Dachschrägen
einsetzbar (mit Schrauben)



Oberer Träger
mit Gummiauflagen



Voreinstellung
der richtigen Länge




Fuß mit Gummiring

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

ARTIKEL / ZUBEHÖR

MISTER-X Bronze	Art-Nr. MRX-7621-DB
MISTER-X Graphit	Art-Nr. MRX-7621-GR
Horizontaler Griff	Art-Nr. MRX-7622-xx
Tablett mit Rand	Art-Nr. MRX-7623-xx
Verbindungsstange horizontal	Art-Nr. MRX-7624-xx
Bettaufrichter	Art-Nr. MRX-7626-xx
Doppel-Rundgriff	Art-Nr. MRX-7628-xx

A close-up photograph of an elderly woman with short, wavy white hair. She is wearing a light purple and white horizontally striped t-shirt and a thin necklace. She is laughing heartily, with her mouth wide open and eyes squinted. The background is softly blurred, showing what appears to be a brick wall and some greenery.

Wie wichtig es ist, selbstständig und sicher aufstehen zu können, wird uns erst bewusst, wenn es schwer fällt.

WEITERE AUFRICHTHILFEN

Selbstständig zu Hause leben, solange es irgendwie geht: Das ist für viele Menschen ein ganz entscheidender Aspekt für Lebensqualität im Alter. Wir sorgen mit unseren Aufrichthilfen dafür, dass aus dem „Irgendwie“ ein „Sicher“ wird – für ein aktives Leben voller Bewegung!

Sicher aufstehen – für einen selbstbestimmten Alltag zuhause

Viele ältere Menschen haben Sorge zu stürzen und
in der Folge ihre Unabhängigkeit zu verlieren.

Doch keine unnötige Angst:

Der beste Weg, Stürze zu vermeiden, ist aktiv zu bleiben und
sich seine Beweglichkeit und Muskelkraft, so lange es geht, zu erhalten.

Hier kommen unsere Aufrichthilfen ins Spiel:

Sie unterstützen ältere Menschen in den verschiedensten Alltagssituationen
dabei aufzustehen, und zwar selbstständig – und vor allem sicher!
Egal ob aus dem Auto, aus der Badewanne oder aus dem Sessel,
unsere Griffe, Stangen und Sitze sorgen dafür,
dass Sie sicher in den Stand kommen.



Aufstehen aus Sessel/Sofa/Stuhl ab Seite 42

Aufstehen aus dem Auto ab Seite 45

Universell einsetzbare Aufrichthilfen Seite 47



KATAPULTSITZ (MECHANISCH)

80%
Entlastung
für Ihre
Knie!

Selbstständig Hinsetzen und Aufstehen

Mechanische Aufstehhilfe für Sessel, Sofa und Stuhl

- individuell in 6 Stufen einstellbar
- einfache Anwendung
- sicherer Sitz
- ohne Strom
- einfache Pflege
- höchster Sitzkomfort
- lange Haltbarkeit
- transportabel und leicht



Körpergewicht 35 kg - 105 kg

Art-Nr. UPL 105

Körpergewicht 90 kg - 160 kg

Art-Nr. UPL 160

WEITERE AUFRICHTHILFEN



Viskoelastischer Schaumstoff
Dieser langsam nachgebende Stoff passt sich exakt Ihrer Gesäßkontur an und bietet Ihnen höchsten Sitzkomfort.



Wenn Sie sich mit dem Uplift hinsetzen, führt er Sie langsam in die Sitzposition.



Um aufzustehen, müssen Sie sich nur etwas erheben und nach vorne beugen ...



Hierdurch werden Sie sanft, aber stabil, in den Stand gebracht.



Bringing quality to life.

? FRAGEN ANTWORTEN

Video online

Was ist zu beachten?

Die Auflagefläche für den Katapultsitz sollte nicht zu weich sein.

Wie lange kann man auf dem Polster sitzen?

Der hochwertige viskoelastische Schaumstoff verhindert Druckstellen und sorgt für einen sehr bequemen Sitz.

Wie genau lässt sich das Gewicht einstellen?

In ca. 11 kg-Schritten. Der Sitz sollte nur langsam nach unten gehen, wenn Sie sich darauf setzen. Geht er zu schnell nach unten, probieren Sie es mit der nächsten Stufe... so lange, bis es passt.

Wie funktioniert der Sitz?

Wenn Sie aufstehen wollen, müssen Sie sich leicht nach vorne lehnen und ein wenig mit den Händen nachhelfen. Die Gasdruckfeder bringt Sie dann so weit nach oben, dass die Knie kaum noch belastet werden.

DATEN

Breite	Sitz 43 cm Unterteil 38 cm
Tiefe	Sitz 48 cm Unterteil 41 cm
Höhe	Sitz 5 cm - 26 cm
Gewicht	4,4 kg
Farbe	Sitzbezug Schwarz
Gasdruckfeder	

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

KATAPULTSITZ (ELEKTRISCH)

Maximale
Entlastung
für Ihre
Knie!

Bequem und sicher aufstehen

Elektrische Aufstehhilfe für Sessel, Sofa und Stuhl

- hochwertiges Sitzkissen mit viskoelastischem Schaumstoffkern
- leicht zu bedienende flexible Handsteuerung
- stabile, nicht rutschende Basis
- zwei ergonomische Tragegriffe
- abnehmbarer, waschbarer und wasserabweisender Polyester-Sitzbezug

Art-Nr. UPPL 3017



Schalter nach oben: Der Sitz bringt Sie ...bequem in den Stand!
ohne eigene Mühe...

WEITERE
AUFRICHTHILFEN



Bringing quality to life.

DATEN

Breite	Unterteil 45 cm
Tiefe	Unterteil 48,9 cm
Höhe	Sitz 10,8 cm - 26,7 cm
Gewicht	6,2 kg
Nutzergewicht bis	136 kg
Kabellänge	285 cm
Farbe	Sitzbezug Schwarz
Material	100 % Polyester, wasserdicht

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

? FRAGEN ANTWORTEN

Video
online

Wie schnell fährt der Sitz nach oben?

Er fährt wirklich sehr langsam und bedächtig nach oben und unten.

Kann ich zwischendurch anhalten?

Ja, Sie können über die Handsteuerung immer sofort anhalten. Ganz oben und ganz unten stellt er sich von alleine aus.

Wie funktioniert der Sitz?

Ein Elektromotor bringt den Sitz so weit nach oben, dass Sie fast ohne Kraftanstrengung in den Stand kommen.

Wie hoch fährt mich der Sitz?

Das hängt davon ab, wo Sie den Sitz nutzen und wie groß Sie sind. In der Regel werden Sie oben problemlos in den Stand kommen.

Gibt es diesen Sitz auch mit Akku oder nur mit Netzkabel?

Diesen Sitz gibt es nur mit Netzkabel. Es muss also immer eine Steckdose in der Nähe sein.

COUCHTRAY

Sicher, praktisch und flexibel

Sofagriff mit Tablett

- sicherer ergonomischer Handgriff
- schwenkbares Tablett aus Bambus mit integriertem Getränkehalter und Ablagefach
- Basis längenverstellbar/
Griff höhenverstellbar
- verrutschsichere Gummiauflagen

Art-Nr. TRAY 2050



Basis von
50,8 - 91,4 cm
ausziehbar



Längen- und höhenverstellbar



WEITERE
AUFRICHTHILFEN



DATEN

Fläche	Tablett 40,6 cm x 45,7 cm Gummiauflage 10 cm x 18 cm
Höhe	Tablett 66,5 cm - 81 cm Griff 87,5 cm - 102 cm
Gewicht	10,6 kg
Belastbar	Griff bis 113,4 kg Tablett bis 13,6 kg
Farbe	Braun / Schwarz

? FRAGEN ANTWORTEN

Passt das bei jedem Sofa/Sessel?

Sie sollten ein Sofa/Sessel mit Füßen haben und es sollte mindestens 4 cm Luft unter dem Sofa/Sessel sein, damit die Basis mit den Auflageflächen darunter Platz hat.

Wodurch hält das alles?

Die untere Basis wird exakt so weit ausgezogen, dass die Füße des Sofas oder Sessels direkt auf die Gummiauflagen der Basis gestellt werden können. Das Eigengewicht des Sofas/Sessels bringt das nötige Gewicht.

Ist der Aufbau schwierig?

Nein, das ist gut erklärt und in wenigen Minuten erledigt.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Siehe auch
Thekenaufsteller
Seite 73

Der Kleine mit großer Wirkung

Aufrichtgriff

- erfordert deutlich weniger Kraft als sich an den Händen hochzuziehen
- keine gequetschten Hände mehr
- mit Antirutschbelag
- klein und handlich – immer dabei

Blau

Art.-Nr. PIMPF 3200-BL

Rot


Art.-Nr. PIMPF 3200-RD

Cremefarben

Art.-Nr. PIMPF 3200-IV



Video
online



STÄNDER
by
rehastage

WEITERE
AUFRICHTHILFEN

? FRAGEN ANTWORTEN

Worauf muss ich besonders achten?

Beide Seiten müssen über genügend Finger-Handkraft zum Ziehen des eigenen Gewichts verfügen.

Was ist daran der Trick?

Weil beide Seiten mit ihrer jeweiligen vollen Kraft den Antirutschgriff greifen können, ist das Hochziehen deutlich einfacher und sicherer als nur an den - evtl. auch feuchten - Händen zu ziehen.

Kann ich Personen mit höherem Gewicht als meinem eigenen damit hochhelfen?

Ja, mit der richtigen Technik kein Problem.
Mit ausgestrecktem Arm wird das eigene Gewicht durch einen kleinen Schritt nach hinten genutzt.

DATEN

Breite	11,5 cm
Länge	24,4 cm
Gewicht	224 g
Nutzergewicht bis	120 kg
Material	Kunststoff
Farbe	Blau / Rot / Cremefarben

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Unterwegs immer dabei

Auto-Ausstiegshilfe

- selbstständiges und sicheres Ein- und Aussteigen aus dem Auto
- einfach in die Türschlossfalle der Fahrer- oder Beifahrertür einsetzen
- rutschfester, ergonomischer Griff
- integrierter Eiskratzer

Art-Nr. METRO 2081



Einfach einstecken und benutzen

WEITERE
AUFRICHTHILFEN

Video
online

DATEN

Breite	3,5 cm
Länge	16,5 cm
Gewicht	162 g
Nutzergewicht bis	113 kg
Haken	1 cm - 2 cm
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Farbe	Braun / Schwarz
Türschlossfalle mind. 17 mm	

? FRAGEN ANTWORTEN

Ist der METRO für jeden Autotyp geeignet?

Für die allermeisten Typen ja, allerdings müssen Sie darauf achten, dass die Türschlossfalle, wo der Haken eingesteckt wird, mind. 1,7 cm Platz hat.

Kann die Türschlossfalle durch den METRO kaputt gehen bzw. sich verbiegen?

Nein, diese Teile sind bei jedem Auto so stabil gebaut, dass Sie es mit dem hier angegebenen Gewicht niemals verbiegen oder beschädigen können.

Worauf sollte ich achten?

Denken Sie **UNBEDINGT** daran, den METRO zu entfernen, bevor Sie die Autotür wieder schließen!
Er passt in die kleinste Tasche, weshalb Sie ihn immer dabei haben können (z.B. für das Taxi).

STANDER
by
rehastage

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Bodendeckenstangen für den Wohnraum

Frei montierbar da, wo sie gebraucht wird

Sie haben die Wahl

- Unsere POLE mit dem schwenkbaren Griff
- Unser MISTER-X mit frei montierbaren Griffen und weiterem Zubehör

Techn. Details Seite 36 - 39

POLE

Art-Nr. POLE 1100

MISTER-X


Bronze Art-Nr. MRX-7621-DB

Graphit Art-Nr. MRX-7621-GR



POLE
Seite 36
Mister-X
Seite 38

Kann an beliebigem Ort montiert werden



Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

WEITERE
AUFRICHTHILFEN



*Ich möchte zu Hause und unterwegs unabhängig und mobil bleiben.
Dabei helfen mir oft schon ganz einfache Dinge.*

WEITERE HILFSMITTEL


Den Alltag aus eigener Kraft zu bewältigen, gibt älteren Menschen ein unbezahlbares Gefühl der Selbstwirksamkeit und Leichtigkeit. Unsere praktischen Helfer sind genau dazu gedacht: alltägliche Situationen zu erleichtern. So bleibt der Kopf frei für die wichtigen Momente im Leben!

Dinge, die das Leben leichter machen – einfach und durchdacht

*Im Haushalt so viel wie möglich selbst machen, doch das Bücken fällt schwer?
Kein Problem mit unserer von vorne bis hinten durchdachten Greifzange FALKE:
Sie ist extrem leicht, mit besonders wenig Kraft zu benutzen und mit so vielen
Features ausgestattet, dass sie für nahezu jede erdenkliche Situation einsetzbar ist.*

*Manchmal ist es nur ein Handgriff, der so viel erleichtert:
Wenn das Anziehen der Strümpfe schwer fällt, unterstützt unsere Anziehhilfe
unkompliziert und schnell. Genauso einfach: unser super-solides Gehgestell,
das in Sekunden ultraschmal gefaltet wird und
sich damit perfekt fürs Verreisen eignet.*

*Auch im Rollstuhl unabhängig:
Mit dem – eigens von Ergotherapeuten entwickelten –
Transferboard BUFFALO ist das Umsetzen vom Rollstuhl aufs Sofa,
ins Bett, ins Auto oder auf das WC eigenständig und sicher möglich.*






Die leichte Greifzange!

Greifzange

- Softgriff
- Ankleidehaken
- Handgelenk-Stabilisator
- Aufhängevorrichtung
- Clip zur Befestigung an Rohren (z. B. am Rollator)
- starker Magnet
- superleichter Zug



Hi-Mi-Nr. 02.40.04.1029

FALKE 60 cm

Art-Nr. FALKE 060

FALKE 78 cm

Art-Nr. FALKE 078



Abb. mit FALKE PLUS

Wir haben bei allen FALKE Greifzangen einen extra starken Magneten verbaut. Damit können Sie problemlos z.B. ein größeres Schlüsselbund sicher vom Boden aufheben.



? FRAGEN ANTWORTEN

Welche Länge ist für mich die richtige Wahl?

Das hängt von Ihrer Größe und Bewegungsmöglichkeit ab. Personen mit über 180 cm Größe sollten immer die längere Variante wählen. Sind Sie kleiner und können sich noch bücken, kann auch die kürzere Variante ausreichen. Denken Sie auch daran, dass Sie sich den gegriffenen Gegenstand evtl. mit der Greifzange in die andere Hand legen wollen.

Besser mit oder ohne Saugnapf?

Der Saugnapf hat Vorteile, wenn auch sehr glatte Gegenstände gegriffen werden sollen.

Wofür die Arretierung?

Sie ist sinnvoll, wenn Sie einen Gegenstand mit der Greifzange von A nach B bringen möchten, aber nicht so viel Kraft in der Hand haben, die Greifzange die ganze Zeit gedrückt zu halten.

Kann ich die Saugnapfe nachbestellen bzw. nachrüsten?

Ja, sowohl nachbestellen als auch nachrüsten ist möglich. Legen Sie Wert auf die Saugnapfe, ist es natürlich günstiger, wenn Sie gleich die FALKE Plus mit den Saugnapfen bestellen.

Lässt sich die Arretierung nachrüsten?

Nein, weil der Aufbau im Rohr mit einer extra Feder für die Spannung versehen ist.

WEITERE
HILFSMITTEL



Diese Daumenablage funktioniert wirklich 😊
Das Handgelenk ist stabiler = mehr Kraft

DATEN

Länge	60 cm / 78 cm
Gewicht	FALKE 188 g / 208 g FALKE P 192 g / 210 g FALKE L 198 g / 216 g

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

FALKE PLUS + FALKE LOCK

Unsere bewährte *FALKE* – zusätzlich mit Saugnäpfen und auf Wunsch auch mit Arretierung ausgestattet



FALKE Plus – mit Saugnapf

Die Saugnäpfe passen sich dem Gegenstand an und halten auch glatte Flächen, wie z.B. dieses Glas, sicher fest.

FALKE Lock – mit Saugnapf und Arretierung

Mit der Arretierung können Sie den Gegenstand zwischen den Zangen festhalten, ohne weiterhin den Griff ziehen zu müssen.



Ersatzteile
Seite 75

WEITERE
HILFSMITTEL

VARIANTEN

FALKE 60 cm	Art-Nr. FALKE 060
FALKE PLUS 60 cm	Art-Nr. FALKE 060 P
FALKE LOCK 60 cm	Art-Nr. FALKE 060 L
FALKE 78 cm	Art-Nr. FALKE 078
FALKE PLUS 78 cm	Art-Nr. FALKE 078 P
FALKE LOCK 78 cm	Art-Nr. FALKE 078 L



Einfach rein, einfach hoch

Strumpfanziehhilfe mit 4 Schlaufen

- außen Frottee – hält den Strumpf
- innen Nylon – lässt den Fuß angenehm gleiten
- 2 + 2 Schlaufen für kleinere und größere Menschen

Art-Nr. FROTI 010
Hi-Mi-Nr. 02.40.01.2018



Socken aufziehen ...



auf dem Boden positionieren ...



Fuß einfädeln ...



hochziehen und fertig!

WEITERE HILFSMITTEL

Video online



Doppelt vernäht hält besser!

GESCHÜTZT
durch nationale & internationale
Designschutzrechte

DATEN

Länge	Zugband 73,5 cm Aufziehschale 23 cm
Farbe	Blau / Weiß

? FRAGEN ANTWORTEN

Funktioniert das ganz ohne sich zu bücken?

Ja, mit etwas Übung ziehen Sie sich den Strumpf vollständig an, ohne sich bücken zu müssen.

Ist dieser Strumpfanzieher auch für

Kompressionsstrümpfe geeignet?

Nein, für Kompressionsstrümpfe gibt es ganz spezielle Anziehhilfen.

Für welche Größen ist diese Strumpfanziehhilfe geeignet?

Die Kunststoffplatte zwischen Frottee und Nylon ist so flexibel, dass Sie alle Größen damit bedienen können.

Kann ich das Produkt maschinell waschen / trocknen?

Waschen ist im Schonwaschgang bei max. 30 Grad möglich. Trocknen sollte es an der Luft.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Das kleine Kraftpaket für sicheres Umsetzen

Transferboard

- leicht zu transportieren
- superdünn, lediglich 4 mm
- mit Tragegriff
- besondere Verbundfaser
- hoch gleitfähige Oberfläche
- sicher mit hoher Widerstandskraft
- Nutzergewicht bis 150 kg

Art-Nr. BUFFALO 150



Anwendungsbeispiele



Sofa



Bett



Auto



WC

Video
online

DATEN

Breite	27 cm
Länge	77 cm
Stärke	4 mm
Gewicht	1 kg
Nutzergewicht bis	150 kg
Material	Synthetikfaser
Farbe	Gelb
hoch gleitfähige Oberfläche	

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

? FRAGEN ANTWORTEN

Wofür sind die Aussparungen auf der linken und rechten Seite?

Diese sind nützlich, wenn Sie z.B. vom Rollstuhl auf ein Sofa oder Stuhl wollen. Damit können Sie das Brett zwischen der Armlehne und dem Greifreifen des Rollstuhls fixieren.

Warum ist BUFFALO so dünn?

Damit Sie bequem und ohne viel Kraftaufwand von dem jeweiligen Platz auf das Brett rutschen können.

Ist die Anwendung schwierig bzw. sicher?

Mit etwas Übung und der nötigen Kraft im Oberkörper funktioniert das gut. Allerdings empfehlen wir, die ersten Einsätze mit einem Ergotherapeuten zu üben.

WONDER ROLLATOR HD

Ein sehr solider Begleiter

Stabiler Rollator

- Äußerst robuster und stabiler Alu-Rollator bis max. 204 kg belastbar
- breiter, bequemer Sitz mit komfortablem Rückengurt
- mit geräumiger Einkaufstasche ausgestattet
- Griffhöhe einstellbar 79 cm – 97 cm
- Vier 8-Zoll Räder und Feststellbremse für bessere Mobilität und Kontrolle
- steht gefaltet auch alleine = Stand Alone
- 13,6 kg Eigengewicht, auf die Sie sich verlassen können

Walnuss Art. Nr. W4360BW

Regal Rose Art. Nr. W4360RR



WEITERE
HILFSMITTEL



DATEN

Höhe	Griff 79 cm – 97 cm
Gewicht	13,6 kg
Nutzergewicht bis	204 kg
Material	pulverbeschichtet
Farbe	Walnuss / Regal Rose

? FRAGEN ANTWORTEN

Darf ich mich auf den Rollator setzen?

Ja, der "Wonder Rollator" verfügt über eine breite und bequeme Sitzfläche sowie einen Rückengurt, welcher komfortables Sitzen ermöglicht.

Wo kann ich mit dem Rollator fahren?

Der "Wonder Rollator" soll Ihnen Ihre Mobilität zurückgeben - aus diesem Grund ist er sowohl für den Einsatz im Inneren als auch für den Außenbereich vorgesehen.

Wie breit ist die Sitzfläche?

53 cm

Passt der Wonder-Rollator in meinen Kofferraum?

Durch seine einzigartige Falntechnik lässt sich das Produkt auf ein Minimalmaß von 41 x 26 x 97 cm zusammenfallen und passt damit in nahezu jeden Kofferraum.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!



Dank einzigartiger Falstechnik
leicht zu verstauen oder zu transportieren



WEITERE
HILFSMITTEL

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

FOLDY-WALKER



Super solide, ultra schmal

Gehgestell

- hohe Stabilität für einen sicheren Gang
- 6-fach höhenverstellbare Griffe
- ganz einfach in Sekunden gefaltet
- passt gefaltet in die kleinste Ecke
- große, schwenkbare Rollen für einfachstes Manövrieren
- großzügige Tasche mit 2 Fächern



Walnuss (dunkel)

Art-Nr. WALK 4300-BW

Kobaltblau

Art-Nr. WALK 4300-CB

Rosa

Art-Nr. WALK 4300-RR



Superleicht



WEITERE HILFSMITTEL



DATEN

Maße gefaltet	14 cm x 21 cm x 91 cm
Maße geöffnet	65 cm x 54 cm x 83 cm
Höhe	Griff 83 cm - 99 cm
Griffabstand	41,5 cm
Rollen	kugelgelagert, 6 Zoll
Gewicht	3,2 kg
Nutzergewicht bis	120 kg
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Walnuss / Kobaltblau / Rosa

? FRAGEN ANTWORTEN

Wo ist der Unterschied zum Rollator?

Man setzt nach jedem Schritt kurz ab und hat die Bewegung so besser unter Kontrolle.

Für wen ist der FOLDY besonders geeignet?

Für Mensch mit sehr großer Unsicherheit beim Gehen.

Hat der FOLDY eine Sitzfläche?

Nein!

Warum gibt es keine Bremse?

Weil der Walker in der Regel sowieso nach jedem Schritt kurz abgesetzt wird. Da er nur vorne Räder hat, ist die Bewegung immer unter Kontrolle.

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Die Gehhilfe sicher dabei

Gehhilfenhalter-Set zur Anbringung einer Gehhilfe an Rollator, Rollstuhl, Dreirad

Bestehend aus:

- je 2x 22er/25er/27er Rohrschellen
- Adapter und Stockhalterklammer für Rohre mit 15 mm - 35 mm Durchmesser
- Köcher für den Fuß

Toolflex

TOOLKIT-3



Beispiel Rohrmontage zur Halterung einer Unterarmgehstütze oder eines Gehstockes am Rollator, Rollstuhl oder Dreirad

WEITERE
HILFSMITTEL

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

DATEN

Gewicht	203 g
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz

? FRAGEN ANTWORTEN

Wo kann ich das anbringen?

An jedes senkrechte Rohr mit einem Rohrdurchmesser von 22 mm, 25 mm oder 27 mm.

Wie funktioniert die Halterung?

Der Fuß wird unten in den Köcher gesetzt und das Rohr der Gehhilfe wird in die obere Klammer gedrückt. So kann es nicht herausfallen.



*Bloß weil ich im Rollstuhl sitze,
müssen Treppen kein Hindernis für mich sein.*

EXCELLENT TÜRSCHWELLENRAMPEN

Das eigene Heim barrierefrei zu gestalten ist für Rollstuhlfahrende ein großes Thema, wenn es um ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben geht. Mit unseren EXCELLENT Türschwellerampen bleibt niemand an der Schwelle stehen – und das flexibel einsetzbar und unbegrenzt belastbar!

Die Lösung für mehr Bewegungsfreiheit zu Hause


Mit den EXCELLENT Türschwellerampen überwinden Rollstuhlfahrende Türschwelle, kleine Stufen und andere Höhenunterschiede bis zu 19,5 cm ganz leicht. Die Rampen sind sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar und nahezu unbegrenzt belastbar – ideal also auch für schwere Elektrorollstühle oder Scooter.

Weil sie flexibel anpassbar sind, eignen sich unsere Rampen optimal für Wohnungen und Häuser, die nicht barrierefrei gebaut sind – ganz ohne aufwendigen Umbau.

Wir bieten unsere Rampen als Kits in verschiedenen Ausführungen an, je nachdem, wie hoch die Schwelle oder Stufe ist. Alle Rampenkits sind leicht transportierbar und schnell installiert. Die Höhe lässt sich exakt an die jeweilige Schwelle anpassen, so dass es keinen Versatz und damit einen glatten Übergang gibt.

Damit das klappt, empfehlen wir, sich vertrauensvoll an ein Sanitätshaus zu wenden.

Die Mitarbeiter dort sind vertraut mit diesen Rampen und werden Ihnen ein optimales Ergebnis liefern.



Beachten
Sie unsere
FAQ
Seite 69

Barrierefrei im Handumdrehen


Türschwellerampen

- ideal zur Überbrückung von kleinen Höhenunterschieden
- praktisch unbegrenzte Belastbarkeit
- leicht zu transportieren und aufzubauen
- ideal für elektrische Rollstühle und Scooter
- auf Anfrage mit Slip-Stop (für den Außenbereich) und/oder 100 cm Breite
- Material Polyethylen

Baukasten-Prinzip

KIT 1

Höhe	1,8 cm - 5,5 cm
Breite	75 cm
Länge	25 cm
max. 2-Lagen	
Artikel-Nr.	TSRAMP 040




KIT 2

Höhe	3,6 cm - 9,1 cm
Breite	75 cm
Länge	50 cm
max. 4-Lagen	
Artikel-Nr.	TSRAMP 075




KIT 3

Höhe	7,2 cm - 12,7 cm
Breite	75 cm
Länge	75 cm
max. 6-Lagen	
Artikel-Nr.	TSRAMP 110



KIT 4

Höhe	10,8 cm - 16,3 cm
Breite	75 cm
Länge	100 cm
max. 8-Lagen	
Artikel-Nr.	TSRAMP 115



KIT 5

Höhe	14,4 cm - 19,9 cm
Breite	75 cm
Länge	125 cm
max. 10-Lagen	
Artikel-Nr.	TSRAMP 120






Tabelle zur optimalen Neigung

Siehe
Seite 67



Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

? FRAGEN ANTWORTEN

Benötigt man Werkzeug für den Aufbau?

Ja, die einzelnen Elemente werden mit Verbindungsstiften verbunden und um diese einzusetzen, benötigt man einen Gummihammer.

Sollte die Höhe nicht exakt über die Anzahl der Lagen einstellbar sein und dieser Versatz zu sehr stören, dann benötigen Sie eine Säge, um die Rampe von hinten in der Schräge dort abzusägen, wo die exakte Höhe liegt.

Kann das KIT verrutschen?

Nein. 2 Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Diese sollten vorne in der Schwelle / Treppe angebracht und dann das KIT dort eingehängt werden. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind kleine Antirutschstifte, die von unten in die Rampe gesteckt werden können.


Bekomme ich das mit dem Aufbau selbst hin?

Wir empfehlen immer, den Sanitätsfachhandel hinzuzuziehen.

Wie hoch ist jeweils eine Lage?

Jede Lage hat eine Höhe von 3,3 cm.

EXCELLENT
RAMPEN

A photograph of an elderly man and woman embracing. The man is in the foreground, wearing a grey knit hat and scarf, smiling broadly. The woman is behind him, wearing a tan knit hat and scarf, also smiling. They are both wearing light-colored jackets. The background is a soft, out-of-focus sky.

*Dank der mobilen Rampen erreiche ich unterwegs mühelos jeden Ort.
Das weiß ich sehr zu schätzen.*

STEPLESS RAMPEN

Die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist immer wieder in der Diskussion – zu Recht! Mit unseren STEPLESS Rampen tragen wir zu einem aktiven und mobilen Leben von Rollstuhlfahrenden bei, egal wo sie unterwegs sind. Darauf sind wir stolz!

Barrieren überwinden – überall und jederzeit

Die mobilen STEPLESS Rampen sind überall dort einsetzbar, wo Rollstuhlfahrende unterwegs sind: zum Überwinden von Stufen und Bordsteinen, beim Einladen des Rollstuhls ins Auto sowie an allen Orten, an denen ein Ausgleich von Höhenunterschieden erforderlich ist.

Je nach Bedürfnis und Anwendungssituation haben wir verschiedenste Längen und Typen für Sie im Programm.

Es gibt Rampen, die besonders leicht zu transportieren sind, es gibt welche, die sich insbesondere für schwere Elektro-Rollstühle und Scooter eignen, oder solche, die faltbar und damit leicht verstaubar sind – für alle Fälle gerüstet also!

Übrigens verkaufen wir diese Stepless Rampen nun seit 18 Jahren... und wir können mit Überzeugung sagen, dass die Qualität und Verarbeitung ihresgleichen sucht!

In diesen 18 Jahren gab es keine einzige Reklamation aus Qualitätsgründen.

Diese Rampen halten und halten und halten... 😊



STEPLESS MOBILE RAMPEN


Die Breite

Breite, feste Rampe

- ideal für elektrische Rollstühle und Scooter
- sehr leicht für ihre Größe und extrem stabil

Sie benötigen eine feste Breite und möchten den Aufbau bzw. das Anlegen möglichst einfach haben. Dann ist diese Rampe Ihre Wahl.

Art-Nr. BRAMP zzgl. der Nummer für die gewählte Länge
Hi.-Mi.-Nr. 22.50.01.0014




Die Kompakte

Kofferrampe Easy Fold Pro

- optimale Transportmöglichkeiten
- Belastung bis zu 350 kg
- sehr leicht für ihre Größe und extrem stabil

In der Mitte gefaltet gut zu verstauen und zu transportieren. Trotz der Breite sehr einfach in der Handhabung. Anlegen, aufklappen und los.

Art-Nr. EFPRAMP zzgl. der Nummer für die gewählte Länge
Hi.-Mi.-Nr. 22.50.01.0060




Die Kleinste Größe

Kofferrampe EasyFold Pro3

- in der Breite 3-fach faltbar
- fest Länge von 164 cm

Hinlegen, aufklappen, fertig. Trotz der breiten Fahrfläche und der hohen Belastbarkeit ist diese Rampe gefaltet nur 27 cm breit. Damit passt sie in jede Lücke.

Art-Nr. EFP3FALT 816



Beachten
Sie unsere
FAQ
Seite 69

Die Platzsparende

Breite, faltbare Rampe

- benötigt weniger Platz zur Aufbewahrung als die feste Rampe

Dieser Typ Rampe kommt in Frage, wenn Sie eine breite Rampe benötigen, Sie aber weniger Platz für den Transport bzw. zum Verstauen haben.

Art-Nr. BFRAMP zzgl. der Nummer für die gewählte Länge
Hi.-Mi.-Nr. 22.50.01.0015




Die Brücke

Türschwellen-Rampe

- deckt die Türschwelle ab, ohne sie zu beschädigen
- Höhenunterschied bis zu 2,5 cm kann überwunden werden

Ideal, wenn Sie eine geringe Schwelle zu überwinden haben und die Rampe dort, wo Sie eingesetzt wird, liegen bleiben kann.

Art-Nr. TSRAMP zzgl. der Nummer für die gewählte Länge




Die Leichte

Lite-Rampe

- flexibler Einsatz und Transport durch Faltechnik
- einfachster Transport durch geringes Gewicht i.H.v. 3,5 kg – max. 9,5 kg (je nach Länge)
- aus superleichtem Glas- Graphitfasermaterial

Diese Rampe sollten Sie sich genauer ansehen, wenn Sie häufig den Einsatzort wechseln, Sie mit Ihren Kräften haushalten müssen und Sie trotz höchster Stabilität einfachste Handhabung wünschen.

Art-Nr. LRAMP zzgl. der Nummer für die gewählte Länge
Hi.-Mi.-Nr. 22.50.01.0028



Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

Stepless
by Guldmann

Artikel-Nr. und Längenauflistung auf Seite 68

STEPLESS MOBILE RAMPEN

Unsere Rampen im Einsatz



STEPLESS
RAMPEN

Stepless
by Guldmann


Artikel-Nr. und Längenaufstellung auf Seite 68

Tabelle zur optimalen Neigung

1. Finden Sie heraus, welche Steigung Ihr Rollstuhl oder Scooter bewältigen kann.
2. Messen Sie den Höhenunterschied von der höchsten Stufe bis zum Boden.

Rampenlänge	92 cm	122 cm	153 cm	183 cm	213 cm	244 cm	305 cm
Höhenunterschied	Neigung in %	Neigung in %	Neigung in %	Neigung in %	Neigung in %	Neigung in %	Neigung in %
7,6 cm	• 4,8	3,6	2,9	2,4	2,0	1,8	1,4
10,2 cm	• 6,4	• 4,8	• 3,8	3,2	2,7	2,4	1,9
12,7 cm	8,0	• 6,0	• 4,8	• 4,0	3,7	3,0	2,4
15,2 cm	9,6	7,2	• 5,7	• 4,8	• 4,1	3,6	2,9
17,8 cm	11,2	8,4	• 6,7	• 5,6	• 4,8	• 4,2	3,3
20,3 cm	12,8	9,6	7,7	• 6,4	• 5,5	• 4,8	3,8
22,9 cm		10,8	8,6	7,2	• 6,2	• 5,4	• 4,3
25,4 cm		12,0	9,6	8,0	• 6,8	• 6,0	• 4,8
30,4 cm			11,5	9,6	8,2	7,2	• 5,7
35,6 cm			13,5	11,2	9,6	8,4	• 6,7
40,6 cm				12,8	11,0	9,6	7,7
45,7 cm					12,4	10,8	8,6
50,8 cm					13,8	12,0	9,6
60,8 cm							11,5

- Blauer Punkt = optimale Neigung, für sicheren und komfortablen Aufstieg



Stepless
by Goldmann

Artikel-Nr. und Längenauflistung auf Seite 68

MOBILE RAMPEN

Tabelle zur Wahl der richtigen Rampe

Art.-Nr.	Typ	Max. Länge cm	Min. Länge cm	Innenbreite cm	Max. Belastbar kg/Satz	Eigengewicht kg/Stück	Transport Maße (LxBxH) cm
STEPLESS							
BRAMP 510	Breite, feste Rampe	100		77,0	325	9,7	103 x 88 x 5,8
BRAMP 512	Breite, feste Rampe	125		77,0	325	12,1	128 x 88 x 5,8
BRAMP 515	Breite, feste Rampe	150		77,0	325	14,4	153 x 88 x 5,8
BRAMP 520	Breite, feste Rampe	200		77,0	325	19,1	203 x 88 x 5,8
BRAMP 530	Breite, feste Rampe	300		77,0	200	28,6	303 x 88 x 5,8
EFPRAMP 809	Kofferrampe Easy Fold Pro	94		76,0	350	7,8	94 x 40 x 9
EFPRAMP 812	Kofferrampe Easy Fold Pro	119		76,0	350	9,0	112 x 40 x 9
EFPRAMP 815	Kofferrampe Easy Fold Pro	149		76,0	350	11,4	150 x 40 x 9
EFPRAMP 818	Kofferrampe Easy Fold Pro	178,5		76,0	350	13,4	180 x 40 x 9
EFPRAMP 821	Kofferrampe Easy Fold Pro	208,5		76,0	350	15,8	210 x 40 x 9
EFP3FALT 816	Kofferrampe Easy Fold Pro3	164		76,0	350	13,4	164 x 28 x 13
BFRAMP 615	Breite, faltbare Rampe	150	78	77,0	325	17,5	78 x 88 x 12,5
BFRAMP 620	Breite, faltbare Rampe	200	103	77,0	325	22,2	103 x 88 x 12,5
BFRAMP 625	Breite, faltbare Rampe	250	128	77,0	200	26,9	128 x 88 x 12,5
BFRAMP 630	Breite, faltbare Rampe	300	153	77,0	200	31,7	153 x 88 x 12,5
TKRAMP 418	Teleskop-Kofferrampe	183	112	76,0	325	16,4	112 x 40,5 x 13
TKRAMP 421	Teleskop-Kofferrampe	213	127	76,0	325	18,9	127 x 40,5 x 13
TKRAMP 424	Teleskop-Kofferrampe	244	143	76,0	325	21,4	143 x 40,5 x 13
TKRAMP 430	Teleskop-Kofferrampe	305	173	76,0	200	26,4	173 x 40,5 x 13
LRAMP 070	Lite-Rampe	70		73,0	300	3,5	75 x 25 x 5,5
LRAMP 085	Lite-Rampe	85		78,0	300	4,0	75 x 50 x 9,1
LRAMP 125	Lite-Rampe	125		78,0	300	6,0	75 x 75 x 12,7
LRAMP 165	Lite-Rampe	165		78,0	300	7,5	75 x 100 x 16,3
LRAMP 205	Lite-Rampe	205		78,0	300	9,5	75 x 125 x 19,9
TSRAMP 067	Türschwellen-Rampe, Alu	60		67,0	350	3,4	60 x 67 x 2,5
TSRAMP 077	Türschwellen-Rampe, Alu	60		77,0	350	4,3	60 x 77 x 2,5
EXCELLENT							
TSRAMPO40	Kit 1 Türschwellenrampe	25		75,0	1.000	1,5	75 x 25 x 5,5
TSRAMPO75	Kit 2 Türschwellenrampe	50		75,0	1.000	4,5	75 x 50 x 9,1
TSRAMP110	Kit 3 Türschwellenrampe	75		75,0	1.000	9,0	75 x 75 x 12,7
TSRAMP115	Kit 4 Türschwellenrampe	100		75,0	1.000	14,0	75 x 100 x 16,3
TSRAMP120	Kit 5 Türschwellenrampe	125		75,0	1.000	20,0	75 x 125 x 19,9

Worauf muss ich bei der Auswahl der richtigen Rampe achten?

- Wir liefern derzeit ausschließlich Flächenrampen.
- Ein wichtiger Unterschied:
Schienenrampen = 2 einzelne Schienen /
Flächenrampen = 1 Rampe mit fester Breite
- Möchten Sie beispielsweise einen Rollator oder Rollstuhl (ohne Person) auf eine Ladefläche schieben, dann genügen in vielen Fällen die Schienenrampen.
- Kommt die Rampe nur hin & wieder zum Einsatz, kann auch da die Schienenrampe ausreichen.
- Sie möchten die Rampe selbst befahren, benötigen aber Jemand, der Ihnen hilft? Dann sollte es eine Flächenrampe (also NICHT 2 Schienen) sein, da die Hilfsperson ja auch über diese Rampe gehen muss.
- Sie haben häufig wechselnde Einsatzorte? Dann sollten sie auf einfache Handhabung und gute Verstaumöglichkeit achten.
- Sie fahren einen E-Rollstuhl oder Scooter mit wenig Bodenfreiheit? Dann benötigen Sie in der Regel eine Flächenrampe.
- Ob für Sie eine teleskopierbare, eine faltbare oder eine feste Variante die richtige Wahl ist, hängt davon ab, ob und wie Sie die Rampe transportieren bzw. verstauen wollen
- Welche Länge für Sie die Richtige ist, hängt von folgenden Faktoren ab:
 - > nutzen Sie die Rampe selbstständig ohne Hilfe oder steht Ihnen jemand zur Seite?
 - > wenn Ihnen jemand hilft, müssen Sie auch berücksichtigen, über wie viel Kraft diese Person verfügt.
 - > wenn Sie mit einem E-Rollstuhl oder Scooter fahren, müssen Sie die Angaben des Herstellers zur maximal befahrbaren Steigung beachten.
 - > wie viel Platz ist VOR dem Hindernis. Sie müssen
 1. die Rampe dort auslegen und Sie müssen
 2. z.B. mit dem Rollstuhl vor die Rampe fahren, um Sie zu benutzen.
 - > handelt es sich um öffentlichen (z. B. Zugang zu einem Geschäft) oder privaten Raum. Im öffentlichen Raum gilt beispielsweise die Regel, dass die Steigung nicht mehr als 6 % betragen darf.
 - > Im privaten Raum gibt es nur Empfehlungen.
Für Selbstfahrer gelten 6 % - 10 % als gut befahrbar.
 - > Unsere Tabelle auf Seite 67 gibt Ihnen da gute Anhaltspunkte.





*Hey, was ist das? Sieht gut aus, funktioniert super,
kann ich gebrauchen - nehm' ich mit!*

VERKAUFSHILFEN

Kundinnen und Kunden entscheiden sich oftmals spontan zum Kauf eines Produktes – wenn Sie es am Point of Sale ansprechend präsentieren.

Unsere Verkaufshilfen und PoS-Displays unterstützen Sie dabei!

Kunden direkt am Point of Sale überzeugen

Viele unserer Reha-Produkte und Alltagshilfen leben davon, dass sie einfach und praktisch anwendbar sind. Genau das erfahren Ihre Kunden am besten, wenn sie die Produkte testen und sich selbst von deren Vorteilen und Möglichkeiten überzeugen können – an unseren ansprechenden Displays und Aufstellern für Ihre Verkaufsräume direkt vor Ort.

Ihr Kunde weiß bis dahin eventuell gar nicht, welche vielfältigen Hilfsmittel es überhaupt gibt – er würde also gar nicht danach fragen. Lassen Sie Ihre Kunden physisch und haptisch erleben, was unsere Produkte können, wie sie aussehen und sich anfühlen!

Es eröffnen sich ganz wie von selbst sofort die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für die Kunden oder auch deren Angehörige oder Freunde.

Das perfekte Verkaufsargument!



POLE Center

Die beste Art, unsere Boden-Deckenstange auch in Ihren Verkaufsräumen zu präsentieren:

- der Kunde kann den schwenkbaren Griff testen
- er bekommt eine genaue Vorstellung von dem Aufbau und den Möglichkeiten
- er bietet darüber hinaus noch Platz für insgesamt 3 Kartons der Boden-Deckenstange

Art-Nr. DisplayPole 01

POLE CENTER

Breite	61 cm
Tiefe	61 cm
Höhe	216 cm



Display MISTER-X

Da unser MISTER-X in 2 verschiedenen Farben lieferbar ist und darüber hinaus mit vielfältigem Zubehör ausgestattet werden kann, bieten wir Ihnen für eine optimale Präsentation unser MISTER-X Center an.

Sie können bequem 2 Boden-Deckenstangen inkl. Zubehör unterbringen. Und zum Abverkauf finden Sie dahinter noch Platz für die verschiedenen Verpackungen. Sozusagen ein perfekter „stiller Verkäufer“ 😊

Art-Nr. DisplayMisterX

DISPLAY MISTER-X

Breite	81 cm
Tiefe	55 cm
Höhe	212 cm



Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!

THEKENAUFSTELLER

Thekenaufsteller METRO und PIMPF

- METRO und PIMPF muss man probieren/testen.
Bei unseren Thekenaufstellern ist vorne jeweils ein unverpacktes Muster zum Testen für Ihre Kunden platziert.
Entscheiden Sie sich für einen dieser Thekenaufsteller, haben wir dafür spezielle Sonderkonditionen.

Art-Nr. DisplayMetro 01

Art-Nr. DisplayPimpf 01

METRO

Maße 27 cm x 15,7 cm x 25,3 cm

6 Einzelverpackungen

1 unverpacktes Muster

PIMPF

Maße 27 cm x 15,7 cm

5 Einzelverpackungen

1 unverpacktes Muster




Thekenaufsteller Prospekte

- gerne schicken wir kostenlos diesen Aufsteller, gefüllt mit 50 unserer Flyer „Aufrichthilfen“
- neigen sich die Flyer dem Ende zu, genügt ein kurzer Anruf und wir schicken Ihnen sofort weitere Flyer
- selbstverständlich schicken wir Ihnen die Flyer auf Wunsch auch ohne Aufsteller

Art-Nr. Prospektsp 01



A close-up portrait of a middle-aged man with a shaved head and a light beard. He is wearing black-rimmed glasses and a dark blue turtleneck sweater. He has a slight smile and is looking directly at the camera. The background is a bright, out-of-focus indoor setting.

Es ist ein gutes Gefühl, sich auf seine Partner verlassen zu können – bis zur letzten Schraube und zum kleinsten Teil!

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, um Ihre Kundinnen und Kunden wieder zufriedenzustellen. Darum halten wir verschiedenste Ersatzteile für Sie parat, die viele unserer Produkte schnell und unkompliziert wieder einsatzbereit machen.

Außerdem erhalten Sie bei uns praktisches Zubehör, das die Anwendungen unserer Hilfsmittel noch sicherer und vielfältiger macht.

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

Rampen

E-KIT-Band-010
Befestigungsband
Kit-Türschwellerampen



Excel-11-12732
T-Lock für Kit 1-4



Excel-11-12742
R-Lock für Kit 1-4



RTASCHE010
Tragetasche für Lite-Rampe
70 cm (LRAMPO70)



Katapultsitze

UPLBEZUG
Ersatzbezug für Katapultsitz schwarz
UPL105, UPL160



UPPLBEZUG
Ersatzbezug für elektrischen
Katapultsitz schwarz UPPL3017



E-UPL105-G-S
Gasdruckfeder P1928 f. UPL105

E-UPL160-G-S
Gasdruckfeder P1928C f. UPL160

Boden-Deckenstange

E-PO-Distanz
Distanzscheibe Kunststoff,
weiß für Boden-Deckenstange



E-PO-Unterleg
Unterlegscheibe Metall
für Boden-Deckenstange POLE1100



E-PO-Verriegel
Verriegelung für
Boden-Deckenstange POLE,
Set bestehend aus: Bolzen und Splint



POZ1106-W = Weiß
POZ1106-B = Schwarz
Duschablage,
für Boden-Deckenstangen
POLE / BADPOLE / MISTER-X



Bettgriffe/Bettseitengitter

E-ADV-Gurt Sicherheitsgurt für Reisebettgriff ADV-Traveler
E-ADV-Schloss Sicherungsstift für Reisebettgriff ADV-Traveler



E-BC-Gurt Sicherheitsgurt für Bettgriff BedCane
E-BC-Mont.-Set Montagesatz für BedCane, bestehend aus:
Sicherungsstift, Schraube, Maulschlüssel



E-BETTGO10 Sicherheitsgurt für Bettgriff FRIDA, 98 cm
E-BETTGO11 Sicherheitsgurt für Bettgriff FRIDA, 140 cm
E-Gleiter Bettgriff-Gleiter für Lattenroste



E-PR-Gurt Sicherheitsgurt für Bettseitengitter Pivot-Rail PRAIL8000
E-PR-Mont.-Set
Montagesatz f. Pivot-Rail, bestehend aus:
Inbusschlüssel, Schrauben, Unterlegscheiben



E-ECO-Tasche01
Gepolsterte Tasche mit Reißverschluss und Klettband
für Eco-Rail ECONO5100
Maße: 45 cm x 31 cm x 4 cm



Sofagriff CouchTray

E-CT-Mont.-Set
Montagesatz CouchTray, bestehend aus:
2 Inbusschlüssel, Ständerschrauben,
3 Tabletterschrauben, 8 Schrauben



E-CT-Tablett-E
Holztablett mit Becher/
Utensilieneinsatz für CouchTray



Greifzangen

FCLIP010
Ersatz-Clip blau für FALKE Greifzangen



GLIP010
Gummilippe für Greifer Assist und Grabber Set bestehend aus:
> 2 Stück Gummilippen
> inkl. Schrauben/Muttern



E-SAUGN
2 Ersatz-Saugnapfe für Greifzange FALKE



Toolflex

TOOLKIT-3
Gehhilfenhaltersatz zur Anbringung einer Gehhilfe an Rollator,
Rollstuhl, Dreirad
Bestehend aus:
> je 2x 22er/25er/27er Rohrschellen
> Adapter und Stockhalterklammer
für Rohre mit Durchmesser
von 15 mm - 35 mm
> Köcher für den Fuß




BESTELLFORMULAR

Wir freuen uns, wenn Sie von unseren kostenlosen Verkaufshilfen zum Thema Aufrichthilfen Gebrauch machen. Gerne auch für mehrere Filialen.

Da Hilfen zu diesem Thema immer häufiger nachgefragt werden und wir einige sehr interessante Produkte dazu im Programm haben, möchten wir Ihnen diese Flyer nebst Aufsteller zur Verfügung stellen.

Sämtliche hier abgebildeten Verkaufshilfen schicken wir Ihnen sehr gerne kostenlos und frei Haus zu.



Menge Flyer



Menge Aufsteller

1 Aufsteller fasst 50 Flyer



Aktueller Katalog Nr. 10 + Preisliste

Ebenfalls freuen wir uns, wenn Sie weitere Kataloge und Produkteinzelblätter zur Verkaufsunterstützung anfordern.








A4-Flyer-Einzelblätter





Wir machen Ihnen gerne ein spezielles Angebot, wenn Sie sich für einen dieser Produktaufsteller inklusive Produkt interessieren!



PIMPF Thekenaufsteller



METRO Thekenaufsteller



POLE Center



Display MISTERX

Ihre Adresse / Stempel

Per Fax an rehastage GmbH: 05431 - 40 99 777
(gerne auch per Email an info@rehastage.de oder telefonisch 05431 - 40 99 77 0)

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Gültigkeit unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen

Für sämtliche Verkäufe und Dienstleistungen gelten ausnahmslos unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Jeder Geschäftspartner erkennt durch Erteilung eines Auftrages bzw. durch Annahme der Ware oder Dienstleistung, unsere Bedingungen als rechtlich bindend für das Vertragsverhältnis an. Sie gelten für die Dauer der geschäftlichen Verbindung, müssen vom Geschäftspartner angefordert werden, so dass es nicht in jedem einzelnen Fall der Übersendung dieser Bedingungen bedarf.

2. Angebot

Nicht befristete Angebote der rehastage GmbH erfolgen stets freibleibend. Sie stellen eine Aufforderung an den Geschäftspartner dar, seinerseits ein Angebot zum Vertragsabschluss abzugeben. Die rehastage GmbH behält sich Eigentum und Urheberrechte an den dem Geschäftspartner überreichten Unterlagen vor. Sie dürfen Dritten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der rehastage GmbH zugänglich gemacht werden.

3. Preise

Grundsätzlich gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Die rehastage GmbH behält sich vor, einen Zuschlag zu den vereinbarten Preisen zu verlangen, wenn und soweit es nach dem Vertragsabschluss zu Lohn-, Fracht- und Steuererhöhung sowie zu Preissteigerungen bei Unterpelieferanten gekommen ist. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

4. Lieferfristen

Genannte Lieferfristen gelten nur annähernd. Die rehastage GmbH beansprucht eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit oder den Rücktritt vom Vertrag, falls unvorhergesehene Liefereschwierigkeiten auftreten. Bei Lieferverzögerung hat der Geschäftspartner keinen Anspruch auf Ersatz eines Verzögerungsschadens. Der Vertragspartner kann nach Setzung angemessener Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.

5. Verpackungen

Die Verpackung kann über die üblichen Entsorgungssysteme entsorgt werden.

6. Versand

Bei Versand geht die Gefahr einschließlich der Gefahr der Beschlagnahme mit der Übernahme an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werksgeländes auf den Geschäftspartner über. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder die rehastage GmbH noch andere Leistungen wie Versandkosten oder Anfuhr übernommen hat. Verzögert sich die Versendung aufgrund von Umständen, die der Geschäftspartner zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf diesen über; jedoch ist die rehastage GmbH verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Geschäftspartners die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. Liegen keine besonderen Weisungen des Geschäftspartners vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und -mittels durch die rehastage GmbH nach bestem Wissen ohne Haftung für billigste oder schnellste Verfrachtung. Wünscht der Auftraggeber beschleunigten Versand, so gehen die Mehrkosten zu seinen Lasten.

7. Zahlung

Mangels anderweitiger Vereinbarungen haben Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ab Datum der Rechnung ohne jeden Abzug auf eines der von der rehastage GmbH angegebenen Bankkonten zu erfolgen. Für den Fall des Eingangs der Zahlung auf einem der von der rehastage GmbH angegebenen Bankkonten innerhalb von 10 Tagen ab Datum der Rechnung ist der Geschäftspartner zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt. Ersatzteillieferungen und Reparaturenrechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug zahlbar. Schecks und Wechsel nimmt die rehastage GmbH nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt zahlungshalber. Die mit der Einlösung der Schecks und Wechsel verbundenen Kosten hat der Geschäftspartner der rehastage GmbH zu ersetzen. Gutschriften über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem die rehastage GmbH über den Gegenwert endgültig verfügt. Bei Überschreitung des Zahlungszieles steht der rehastage GmbH vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Schäden ein Verzinsungsanspruch in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu. Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Geschäftspartners ist ausgeschlossen, sofern diese nicht von der rehastage GmbH anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

8. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt solange das Eigentum der rehastage GmbH, bis sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die der Geschäftsbeziehung entspringen, vom Besteller bezahlt sind. Der Besteller darf uns gehörende Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang veräußern. Bei Veräußerung tritt der Besteller im Voraus alle daraus entstehenden Zahlungsansprüche an uns ab. Wird unser Eigentum mit anderen Waren vermischt oder verarbeitet, erfolgt die Abtretung in Höhe des Warenanteils unserer Ware.

9. Mängelgewährleistung

Voraussetzung für jegliche Gewährleistung ist, dass der Geschäftspartner die ihm nach § 377 HGB obliegende Pflicht zur unverzüglichen Untersuchung und Mängelrüge erfüllt. Offensichtliche Mängel sind spätestens innerhalb von einer Woche schriftlich anzuzeigen, sonst gilt die Ware als angenommen. Bei Transportschäden ist der Transporteur sofort zur Schadensaufnahme heranzuziehen und der Originalfrachtbrief, die Schadensaufnahme sowie die Abtretungserklärung sind unverzüglich an uns weiterzuleiten. Der Geschäftspartner ist verpflichtet, die mangelhafte Sache der rehastage GmbH zur Prüfung und Nachbesserung zur Verfügung zu stellen. Mangelhafte Teile werden unentgeltlich, nach unserer Wahl ausgetauscht oder neu geliefert. Ausgetauschte Teile werden unser Eigentum. Eine Rückgängigmachung des Vertrages setzt ein dreimaliges Fehlschlagen einer Nachbesserung voraus. Für sachgemäße und einwandfreie Ausführung unserer Lieferungen und Leistungen übernehmen wir eine Gewähr derart, dass wir alle innerhalb des ersten Jahres nach Lieferung nachweislich durch Werkstoff- oder Herstellungsfehler schadhaf oder unbrauchbar gewordenen Teile nach unserer Wahl unentgeltlich ersetzen oder ausbessern. Die sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Wir sind von jeder Gewährleistungspflicht befreit, wenn der Geschäftspartner nicht innerhalb von 24 Monaten (bei Batterien von 6 Monaten) seit Lieferung der Ware oder Leistung wegen seines Anspruchs Klage erhoben hat oder wir unsere Verpflichtungen anerkannt haben. Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Geschäftspartner oder ein Dritter ohne unsere schriftliche Genehmigung vornimmt, wird unsere Gewährleistungspflicht aufgehoben. Von der Gewährleistung sind ferner solche Mängel ausgenommen, die auf bestimmungsgemäßer Abnutzung, übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung auftreten.

10. Haftung

Für Schäden - mittelbare oder unmittelbare - haften wir nur, wenn uns mindestens ein grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist. Dies gilt auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

11. Haftung bei konstruktiven Veränderungen

Es ist zu beachten, dass bei Sonderanfertigungen verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen der rehastage GmbH-Artikel durch den Geschäftspartner oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor die Geschäftsleitung der rehastage GmbH schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist der rehastage GmbH auf Anfordern ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis der Geschäftsleitung der rehastage GmbH vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die die rehastage GmbH einzustehen hat, so ist der Geschäftspartner verpflichtet, die rehastage GmbH im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12. Verwendung von Originalteilen

Nur bei Verwendung von rehastage-Originalteilen können wir, fachgerechten Ein- oder Umbau vorausgesetzt, für das sichere und einwandfreie Funktionieren unserer Produkte Garantie leisten. Auch Ansprüche, die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergeben, können wir nur anerkennen, falls Originalteile eingesetzt wurden. Bitte achten Sie deshalb als Fachhändler und als Benutzer auf den ausschließlichen Einsatz von rehastage GmbH-Teilen (Ersatzteile, Austauschteile), nicht nur aus Garantie- und Haftungsgründen, sondern auch, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Produkte sicherzustellen.

13. Warenrücksendungen

Warenrücksendungen - ohne einen gegen die rehastage GmbH gerichteten Rechtsanspruch -, die im Einzelfall aus Kulanz akzeptiert werden, können nur mit 80 % des Nettorechnungsbetrages gutgeschrieben werden. Artikel, deren Lieferung älter als 6 Monate ist, sowie Sonderanfertigungen und gefüllte Batterien sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bitte fügen Sie unbedingt einen Rücklieferschein mit Angabe des Rücksendegrundes der retournierten Ware bei. Grundsätzlich kann eine Gutschrift nur dann erfolgen, wenn die Ware unbeschädigt, originalverpackt und zeitnah bei uns eintrifft. Die Kosten für den Bearbeitungsaufwand, wie Kontrollen, Fracht usw. werden zum Selbstkostenpreis beim Rechnungsbetrag in Abzug gebracht.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Quakenbrück; als Gerichtsstand gilt Bersenbrück als vereinbart. Für das Vertragsverhältnis ist das Deutsche Recht ohne das einheitliche Kaufrecht und ohne das einheitliche UN Kaufrecht maßgebend.

15. Verwendung personenbezogener Daten

Die rehastage GmbH ist berechtigt, personenbezogene Daten des Geschäftspartners im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

16. USA/Kanada Ausschluss


Aus versicherungstechnischen Gründen haftet die rehastage GmbH für Schäden in den USA und Kanada nur dann, wenn die Lieferung der Waren in diese Länder mit ausdrücklicher Genehmigung der rehastage GmbH erfolgte.


17. Allgemeines

Falls aus irgendeinem Grunde einzelne Bestimmungen der vorstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder unverbindlich sind, so wird die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.


rehastage GmbH, Artlandstraße 73, D-49610 Quakenbrück
 Registergericht: Amtsgericht Osnabrück
 Registernummer: HRB 21756
 UStIdNr.: DE814425567
 Geschäftsführung: Thorsten Möller

Stand: 2020; Änderungen und Druckfehler vorbehalten.





Einen schönen Tag noch 




rehastage

rehastage GmbH · Artlandstraße 73 · 49610 Quakenbrück

Telefon +49 (0)5431 – 40 99 77 0

Telefax +49 (0)5431 – 40 99 77 7

info@rehastage.de  www.rehastage.de